


# Kits para ATM DELTA

STERILEEO

## Kit DELTA Premium ATM para Sutura de Disco




**TI016.0000.003**

Registro ANVISA: 81118460056

Composição

Cânulas Ø1,9mm DELTA  
Stop para Cânula Ø1,9mm DELTA  
Bloqueador M DELTA  
Insertor Afiado M DELTA  
Insertor Esférico M DELTA  
Cureta Agulhada M DELTA  
Cureta Esférica M DELTA  
Gancho de Deslocamento M DELTA  
Gancho de Incisão M DELTA  
Lâmina Monofacetada M DELTA  
Lâmina Bifacetada M DELTA  
Minescótomo M DELTA  
Pinça Auxiliar M DELTA  
Pinça Coletora M DELTA  
Pinça de Corte M DELTA  
Régua milimetrada 120mm  
Guia para Cirurgia ATM 30° M DELTA  
Guia para Cirurgia ATM 45° M DELTA  
Espaçador de Mandíbula P DELTA  
Espaçador de Mandíbula M DELTA  
Caneta para Marcação Cirúrgica  
Dissector Techimport Reto 110 x 3mm E  
Aglha para passagem de Fio M DELTA

## Kit Instrumentais para ATM TECHSIMPLE



**TI016.0000.005**

Registro ANVISA: 81118469011

Composição


Cânula Ø1,9mm DELTA  
Insertor afiado M DELTA  
Insertor esférico M DELTA  
Lâmina monofacetada M DELTA  
Minescótomo M DELTA  
Espaçador de mandíbula P DELTA

## Cânula de Bloqueio com Estimulação Tech-Block Delta

Registro ANVISA: 81118469009

TI411.1021.050 - Cânula de bloqueio com estimulação  
21G x 80mm

Indicação de uso: Injeção guiada por ultrassom



# Caixa completa



**Cureta Esférica M Delta**

*Utilizado para raspagem e remoção de fragmentos ósseos*



**Gancho de Deslocamento M Delta**

*Utilizado para remoção de fragmentos ósseos que apresentam maior resistência à remoção*



**Gancho de Incisão M Delta**

*Utilizado para raspagem de superfícies articulares*



**Lâmina Monofacetada M Delta**

*Utilizado para incisões, raspagens e remoções de aderências ósseas*



**Lâmina Bifacetada M Delta**

*Utilizado para incisões, raspagens e remoções de aderências ósseas*



**Pinça Auxiliar M Delta**

*Utilizado para coleta de tecidos e sutura do disco articular*



**Pinça Coletora M Delta**

*Utilizado para coleta de tecidos e sutura do disco articular*



**Insertor Afiado M Delta**

*Utilizado com a Cânula para perfuração inicial*



**Bloqueador M Delta**

*Utilizado para limpeza e bloqueio temporário da Cânula*



**Insertor Esférico M Delta**

*Utilizado para evitar lesões durante a perfuração da cápsula articular*



**Cureta Agulhada M Delta**

*Utilizado para perfuração inicial*



**Agulha para Passagem de Fio M Delta**

*Utilizado para guiar o fio durante procedimentos cirúrgicos*



**Minescótomo M Delta**

*Utilizado para raspagem das superfícies articulares*



**Pinça de Corte M Delta**

*Utilizado para corte de tecidos e sutura do disco articular*