


Endobuttons Laço Ajustável

STERILEEO



O sistema de endobuttons laço ajustável Knottech conta com a tecnologia de ajuste do nó apenas com a tração do fio, possibilitando uma cirurgia mais rápida

São diversas formas de fixação utilizando o implante que possui o button ou o implante com o fio apenas

Os buttons são fabricados em Liga de Titânio conforme norma ASTM F136 e os fios com a composição de UHMWPE USP #5 e #7

Buttons acessórios para promover uma maior diversificação na hora da fixação do implante

Produto fornecido esterilizado em ETO com embalagem única



Endobutton Oblongo
Aberto



Endobutton Redondo
Plano




Endobutton Extensor
20mm x 5mm



Endobutton Ovalado
12mm x 8mm



Endobutton Côncavo
Ø11mm



Endobutton Côncavo
Ø20mm



Endobutton Côncavo
Ø14mm