

Fixador Externo Spider Tech


Fixador externo Spider-Tech / Spider-Tech external fixator

Fabricado em Fibra de Carbono / Inox / Alumínio

Opções de modelos estático e Dinâmico (Articulado)

Pino de schanz: Ø1,5mm

Modelos dinâmicos e estáticos, ficando a critério do cirurgião durante a cirurgia.



Registro ANVISA nº: 81.118460079

Fixador Externo Spider-Tech




Modelo estático



Modelo dinâmico (articulado)

Blister

T1500.0000.000 - Fixador Externo Spider-Tech



Chaves - Key / llave

T1145.0003.004 - Chave em "T" hexagonal 1,5mm

