







# Fresas Cirúrgicas para Buco Maxilo

STERILEEO

Registro ANVISA n.º: 81118460050 / 81118460051 / 81118460058 / 81118469003

Diâmetros (mm)	Comprimentos (mm)	Descrição	Detalhe da ponta
1,4 / 3,0 / 4,0 5,0 / 6,0	45 / 70	Fresa Esférica Diamantada	
1,5 / 3,0 / 4,0 5,0 / 6,0	45 / 70	Fresa Esférica	
5,0 / 7,0	45 / 70	Fresa Tipo Pera	
4,0 / 5,0	45 / 70	Fresa Tipo Egg	
1,4 / 2,2	45 / 70	Fresa para Osteotomia de Lindemann	
1,2 / 1,6 / 2,1	45 / 70	Fresa Cônica	

## CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

### Engates disponíveis (e similares)



Liso



ES - Stryker

- » Produtos **ESTÉREIS** embalados individualmente e de **Uso Único**
- » Instrumentos para perfuração, corte, desbaste e raspagem dos ossos
- » Modelos com opções de revestimento DLC Black e zircônia para reduzir temperatura superficial e minimizar chances de necrose tecidual bem como manter a resistência do corte dos instrumentos