

# Sistema Cabeça de Rádio Versatium


*Radio Versatium Prosthesis / Prótese del Radio Versatium*

Registro ANVISA nº.: 81118460087

Prótese de Rádio Versatium



*Modular, intercambiável e poliaxial*



*Cabeça modular com 3 opções de colo (curto, médio e longo)*

*+ 270 combinações disponíveis entre retas e anguladas*

*Modelos de haste retas e anguladas em 15° fabricados em Liga Cromocobalto ASTM F1537*


*Cabeça modular fabricado em Liga Cromocobalto ASTM F1537 e UHMWPE (ASTM F648)*



Acesse a Técnica Cirúrgica do Produto

# Sistema Cabeça de Rádio Versatium

## Implantes




### Cabeça Modular para Prótese de Rádio - Modularis

*Prosthetic the radius Versatium / Prótesis del Radio Versatium*

T1042.0018.090 - Versatium Ø18,0 x 9,0mm  
T1042.0018.110 - Versatium Ø18,0 x 11,0mm  
T1042.0018.130 - Versatium Ø18,0 x 13,0mm  
T1042.0020.095 - Versatium Ø20,0 x 9,5mm  
T1042.0020.115 - Versatium Ø20,0 x 11,5mm  
T1042.0020.135 - Versatium Ø20,0 x 13,5mm  
T1042.0022.100 - Versatium Ø22,0 x 10,0mm  
T1042.0022.120 - Versatium Ø22,0 x 12,0mm  
T1042.0022.140 - Versatium Ø22,0 x 14,0mm

T1042.0024.105 - Versatium Ø24,0 x 10,5mm  
T1042.0024.125 - Versatium Ø24,0 x 12,5mm  
T1042.0024.145 - Versatium Ø24,0 x 14,5mm  
T1042.0026.110 - Versatium Ø26,0 x 11,0mm  
T1042.0026.130 - Versatium Ø26,0 x 13,0mm  
T1042.0026.150 - Versatium Ø26,0 x 15,0mm  
T1042.0028.115 - Versatium Ø28,0 x 11,5mm  
T1042.0028.135 - Versatium Ø28,0 x 13,5mm  
T1042.0028.155 - Versatium Ø28,0 x 15,5mm



### Haste Modular para Prótese de Rádio

*Prosthetic the radius Versatium / Prótesis del Radio Versatium*

T1042.1045.200 - Versatium Ø4,5 x 20,0mm  
T1042.1045.240 - Versatium Ø4,5 x 24,0mm  
T1042.1045.244 - Versatium Ø4,5 x 24,0mm  
T1042.1055.250 - Versatium Ø5,5 x 25,0mm  
T1042.1055.254 - Versatium Ø5,5 x 25,0mm  
T1042.1065.260 - Versatium Ø6,5 x 26,0mm  
T1042.1065.264 - Versatium Ø6,5 x 26,0mm  
T1042.1075.270 - Versatium Ø7,5 x 27,0mm  
T1042.1075.274 - Versatium Ø7,5 x 27,0mm  
T1042.1085.280 - Versatium Ø8,5 x 28,0mm  
T1042.1085.284 - Versatium Ø8,5 x 28,0mm



### Haste Modular Angulada para Prótese de Rádio - Modularis


*Prosthetic the radius Versatium / Prótesis del Radio Versatium*

T1042.2050.200 - Versatium Ø5,0 x 50,0mm  
T1042.2050.240 - Versatium Ø5,0 x 50,0mm  
T1042.2065.244 - Versatium Ø6,5 x 55,0mm  
T1042.2065.250 - Versatium Ø6,5 x 55,0mm

# Sistema Cabeça de Rádio Versatium Instrumentais


## Cabos - Handle / Cables

TI005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido  
TI005.0041.001 - Extensor para cabo



## Medidor - Meter / Medidor

TI195.0000.005 - Medidor para cabeça de Rádio Ø18mm  
TI195.0000.006 - Medidor para cabeça de Rádio Ø20mm  
TI195.0000.007 - Medidor para cabeça de Rádio Ø22mm  
TI195.0000.008 - Medidor para cabeça de Rádio Ø24mm  
TI195.0000.009 - Medidor para cabeça de Rádio Ø26mm  
TI195.0000.010 - Medidor para cabeça de Rádio Ø28mm  
TI195.0000.004 - Medidor de comprimento



## Pinças - Bending plier, Forceps, Tweezer / Pinzas

TI160.0001.028 - Pinça de Remoção do Rádio  
TI160.0002.004 - Pinça de Redução Mandíbula Serrilhada




## Afastadores - Retractor / Separador

TI171.0002.005 - Afastador de Hohmann Médio Bidente  
TI171.0002.006 - Afastador de Hohmann Pequeno - Ponta Romba  
TI171.0002.007 - Afastador de Hohmann Médio - Ponta Romba



## Impactor - Impactor / Impactador

TI265.0004.020 - Impactor para cabeça da Haste (Ø4,5mm - Ø5,5mm)  
TI265.0004.021 - Impactor final para cabeça da Haste  
TI265.0004.022 - Impactor para cabeça da Haste (Ø6,5mm - Ø9,5mm)  
TI265.0004.023 - Impactor de Cabeça



## Fresas- Reamer / Avellanador

TI018.0001.035 - Fresa para Prótese de Rádio Ø3,5mm  
TI018.0001.045 - Fresa para Prótese de Rádio Ø4,5mm  
TI018.0001.055 - Fresa para Prótese de Rádio Ø5,5mm  
TI018.0001.065 - Fresa para Prótese de Rádio Ø6,5mm  
TI018.0001.075 - Fresa para Prótese de Rádio Ø7,5mm  
TI018.0001.085 - Fresa para Prótese de Rádio Ø8,5mm  
TI380.3020.000 - Fresa Regularizadora de Colo



## Prova- Prove / Prueba

TI305.00XX.XXX - Prova Cabeça para Prótese de Rádio Ø18-Ø28mm x 9-15,5mm  
TI307.00XX.XXX - Prova Haste Versatium Angulada - Ø5-Ø6,5mm x 50-55mm  
TI306.00XX.XXX - Prova Haste Versatium - Ø4,5-Ø8,5mm x 20-28mm



## Martelo - Hammer / Martillo

TI365.0001.000 - Martelo de inserção com batedor polímero



## Bloco Guia - Guide block / Bloque guia

TI265.0000.045 - Bloco guia para Impacção da Prótese de Rádio



# Sistema Cabeça de Rádio Versatium

## Caixa

