

# Parafusos Biselados OMEGATECH Percutâneos

*Percutaneous bevelled screw system / Sistema de tornillos chanfrados percutâneos*

Fabricados em Liga de Titânio Ti 6Al 4V F136

Tripla afiação para auxiliar inserção na primeira cortical para compressão


Passo de rosca diferente entre corpo e cabeça do parafuso para realizar compressão

Dupla entrada de rosca para inserção mais rápida e eficiente


Parafusos com rosca total




Parafuso OMEGATECH AD Biselado 45° Ø3,0 mm  
*Bevelled full thread screw / Tornillo biselado rosca total*  
TI014.1030.OXX - comprimentos de 20mm a 70mm / 45° Angulação




Parafuso OMEGATECH AD Biselado 45° Ø4,0 mm  
*Bevelled full thread screw / Tornillo biselado rosca total*  
TI014.1040.OXX - comprimentos de 20mm a 70mm / 45° Angulação



Parafuso OMEGATECH AD Biselado 45° Ø3,5 mm  
*Compression full thread screw / Tornillo de compresión rosca total*  
TI014.1035.OXX - comprimentos de 20mm a 70mm



Parafuso OMEGATECH AD SC Ø3,0 mm  
*Compression full thread screw / Tornillo de compresión rosca total*  
TI014.2030.OXX - comprimentos de 14mm a 60mm



Lâmina - Blade / Cuchilla

TI230.0007.001 - Lâmina Beaver

# Parafusos Biselados OMEGATECH Percutâneos Instrumentais

## Afastador - Retractor / Retractor

TI018.0000.010 - Afastador Percutâneo



## Brocas - Drill bits / Brocas

TI005.0030.002 - Broca Canulada Ø2,0 mm x 40 x 120,0 mm  
TI005.0040.003 - Broca Canulada Ø2,4 mm x 40 x 120,0 mm



## Cabos - Handle / Cable

TI004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca  
TI005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)



## Chaves - Screwdriver / Destornillador

TI004.0027.007 - Chave TX8 para Parafuso Ø2,7mm  
TI005.0030.005 - Chave TX8 Canulada 100,0 mm  
TI140.0081.100 - Chave TX8 Chanfrada 45° 100mm  
TI140.0101.100 - Chave TX10 Chanfrada 45° 100mm  
TI141.0081.100 - Chave Canulada TX8 Chanfrada 45° 100mm  
TI141.0101.100 - Chave Canulada TX10 Chanfrada 45° 100mm



## Escareadores - Reamer / Avellanador

TI005.0030.006 - Escareador Canulado para Parafuso Ø3,0 x 100,0mm  
TI005.0040.008 - Escareador Canulado para Parafuso Ø4,0 x 120,0mm




## Fios Guias - Guide Wire / Hilo guía

TI005.0030.001 - Fio Guia Ø0,9 mm x 150,0 mm não Implantável  
TI005.0040.001 - Fio Guia não Implantável Liso Ø1,2 mm x 150,0 mm



## Guias - Guides / Guías

TI005.0030.007 - Guia de Broca 2,0 x 30mm  
TI005.0040.011 - Guia de Broca para Parafuso RP Ø4,0mm  
TI241.0009.037 - Guia para Fio Ø0,9 mm  
TI242.0001.001 - Guia Angulado Wolf  
TI247.0000.020 - Guia M1 Modelo 20



## Porta Lâmina - Blade holder / Puerta lámina

TI230.0002.002 - Porta Lâmina



## Pinças - Forceps, Tweezers / Pinzas

TI004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa  
TI160.0001.001 - Pinça Porta Agulha  
TI160.0002.001 - Pinça de Fixação Óssea  
TI160.0002.002 - Pinça Kelly Curva  
TI161.0001.001 - Pinça Anatômica Dente de Rato 1 x 2 Dentes



## Raspadores - Scrapers / Raspadores

TI018.0000.102 - Raspador Interno Ø2,0 mm  
TI018.0000.103 - Raspador Interno Ø3,0 mm  
TI018.0000.105 - Raspador Interno Ø5,0 mm  
TI018.0000.203 - Raspador Externo Ø3,0 mm



## Retrator - Retractor / Retractor

TI018.0000.009 - Retrator Percutâneo



## Tesoura - Scissor / Tijeras

TI180.0001.001 - Tesoura Reta

