


# Implantes fornecidos na caixa

## Implantes Sistema 1,5



### Mid Placa Delta AV II Lefort com Ponte P - 11 furos


Mid Plate Delta AV II Lefort with P Bridge - 11 holes / Mid Plate Delta AV II Lefort con puente P - 11 agujeros

#### Direitas

T1023.5357.200 - Passo 00mm - #0,8  
 T1023.5357.202 - Passo 02mm - #0,8  
 T1023.5357.204 - Passo 04mm - #0,8  
 T1023.5357.206 - Passo 06mm - #0,8  
 T1023.5357.208 - Passo 08mm - #0,8  
 T1023.5357.210 - Passo 10mm - #0,8

#### Esquerdas

T1023.5357.700 - Passo 00mm - #0,8  
 T1023.5357.702 - Passo 02mm - #0,8  
 T1023.5357.704 - Passo 04mm - #0,8  
 T1023.5357.706 - Passo 06mm - #0,8  
 T1023.5357.708 - Passo 08mm - #0,8  
 T1023.5357.710 - Passo 10mm - #0,8



### Mid Placa Delta AV II Lefort com Ponte P - 12 furos

Mid Plate Delta AV II Lefort with P Bridge - 12 holes / Mid Plate Delta AV II Lefort con puente P - 12 agujeros


#### Direitas

T1023.5326.100 - Passo 00mm - #0,8  
 T1023.5326.102 - Passo 02mm - #0,8  
 T1023.5326.104 - Passo 04mm - #0,8  
 T1023.5326.106 - Passo 06mm - #0,8  
 T1023.5326.108 - Passo 08mm - #0,8  
 T1023.5326.110 - Passo 10mm - #0,8

#### Esquerdas

T1023.5357.600 - Passo 00mm - #0,8  
 T1023.5357.602 - Passo 02mm - #0,8  
 T1023.5357.604 - Passo 04mm - #0,8  
 T1023.5357.606 - Passo 06mm - #0,8  
 T1023.5357.608 - Passo 08mm - #0,8  
 T1023.5357.610 - Passo 10mm - #0,8

## Implantes Sistema 2,0



### Mini Placa Delta II AV "L" Oblíqua com Ponte


Mini Plate Delta II AV "L" Oblique with Bridge / Mini Placa Delta II AV "L" Oblicuo con Puente

#### Direitas

T1023.5560.102 - Passo 02mm #0,8  
 T1023.5560.204 - Passo 04mm #0,8  
 T1023.5560.206 - Passo 06mm #0,8  
 T1023.5560.208 - Passo 08mm #0,8

#### Esquerdas

T1023.5560.602 - Passo 02mm #0,8  
 T1023.5560.604 - Passo 04mm #0,8  
 T1023.5560.606 - Passo 06mm #0,8  
 T1023.5560.608 - Passo 08mm #0,8



### Mini Placa Delta AV "L" Oblíqua


Mini Plate Delta AV "L" Oblique S/M/L / Mini Placa Delta AV "L" Oblicuo S/M/L

#### Direitas

T1023.5568.104 - 4 Furos - P #0,8  
 T1023.5568.204 - 4 Furos - M #0,8  
 T1023.5568.204 - 4 Furos - G #0,8

#### Esquerdas

T1023.5568.604 - 4 Furos - P #0,8  
 T1023.5568.704 - 4 Furos - M #0,8  
 T1023.5568.804 - 4 Furos - G #0,8



### Mini Placa Delta AV "L»

Mini Placa Delta II AV "L" / Mini Placa Delta AV "L"

#### Direitas

T1023.5564.004 - 4 Furos #0,8

#### Esquerdas

T1023.5564.504 - 4 Furos #0,8



### Mini Placa Delta AV BSSO

Mini Plate Delta AV BSSO / Mini Placa Delta AV BSSO

#### Direitas

T1023.5561.106 - 06mm #1,0  
 T1023.5561.112 - 12mm #1,0

#### Esquerdas

T1023.5577.112 - 12mm #1,0  
 T1023.5577.118 - 18mm #1,0



### Mini Placa Delta II AV Double ROW 10 Furos

Mini Plate Delta II AV Double ROW 10 Holes / Mini Placa Delta II AV Doble FILA 10 Agujeros

T1023.5573.022 - 22mm #0,8  
 T1023.5573.027 - 27mm #0,8  
 T1023.5573.032 - 32mm #0,8  
 T1023.5573.037 - 37mm #0,8


# Implantes fornecidos na Caixa



## Mini Placa Delta AV para Mento Tipo Chin

Mini Delta AV Plate for Mento Chin Type / Mini Placa Delta AV para mentón tipo Mento

T1023.5238.102- Passo 02mm - #0,6 T1023.5238.105- Passo 05mm - #0,6  
T1023.5238.103- Passo 03mm - #0,6 T1023.5238.106- Passo 06mm - #0,6  
T1023.5238.104- Passo 04mm - #0,6 T1023.5238.108- Passo 08mm - #0,6



## Mini Placa Delta AV Mento - 6 Furos

Mini Delta AV Plate for Mento Chin Type / Mini Placa Delta AV Mento - 6 agujeros

T1023.5579.100 - Passo 00mm - #1,0 T1023.5579.108 - Passo 08mm - #1,0  
T1023.5579.102 - Passo 02mm - #1,0 T1023.5579.110 - Passo 10mm - #1,0  
T1023.5579.104 - Passo 04mm - #1,0 T1023.5579.112 - Passo 12mm - #1,0  
T1023.5579.106 - Passo 06mm - #1,0



## Mini Placa Delta AV Retra Larga

Mini Plate Delta AV Straight Wide / Mini Placa Delta AV Recta Ancha

T1023.5575.104 - 4 Furos - P - #0,8  
T1023.5575.204 - 6 Furos - M - #0,8



## Mini Placa Delta AV Retra

Mini Plate Delta AV Straight / Mini Placa Delta AV Recta

T1023.5562.004 - 4 Furos - #0,8  
T1023.5562.006 - 6 Furos - #0,8  
T1023.5562.008 - 8 Furos - #0,8  
T1023.5562.010 - 10 Furos - #0,8



## Mini Placa Delta AV Para Compressão

Mini Plate Delta AV Compression / Mini Placa Delta AV Compression

T1023.5672.303 - 3 Furos - G - #1,0  
T1023.5572.403 - 3 Furos - EX - #1,0


## Parafusos 1,5 e 2,0



### Parafuso Não Bloqueado Autoperfurante

Self-drilling non-locking screw / Tornillo autoperforante sin Bloqueo


T1002.4115.0XX - comprimentos de 4mm, 5mm e 7mm (Ø1,5mm)  
T1002.4121.0XX - comprimentos de 5mm, 6mm e 7mm (Ø2,0mm)



### Parafuso Bloqueado AR

Self-tapping locking screw / Tornillo de bloqueo autorroscante


T1001.4015.0XX - comprimentos de 6mm, 8mm, 10mm, 12mm e 14mm (Ø1,5mm)  
T1001.4020.0XX - comprimentos de 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 14mm, 16mm e 18mm (Ø2,0mm)



### Parafuso Não Bloqueado AR

Self-tapping non-locking screw / Tornillo sin bloqueo autorroscante


T1002.4015.0XX - comprimentos de 5mm, 7mm, 9mm, 11mm, 13mm e 15mm (Ø1,5mm)  
T1002.4020.0XX - comprimentos de 5mm, 7mm, 9mm, 11mm, 13mm, 15mm, 17mm e 19mm (Ø2,0mm)



### Parafuso Bloqueado AR de Emergência

Self-tapping locking screw / Tornillo de bloqueo autorroscante


T1001.4218.0XX - comprimento de 4mm, 6mm, 8mm e 10mm (Ø1,8mm)  
T1001.4223.0XX - comprimentos de 6mm, 8mm, 10mm e 12mm (Ø2,3mm)



### Parafuso Não Bloqueado AR de Emergência

Non-locking emergency screw / Tornillo de emergencia sin bloqueo

T1002.4218.0XX - comprimento de 5mm, 7mm, 9mm e 11mm (Ø1,8mm)  
T1002.4223.0XX - comprimentos de 5mm, 7mm, 9mm e 11mm (Ø2,3mm)





### Parafuso IMF Duplo Furo Autoperfurante Ø2,0 mm

Self-drilling non-locking IMF screw / Tornillo autoperforante IMF sin Bloqueo

T1002.4123.0XX - comprimentos de 8mm e 10mm.  
T1002.4122.0XX - Modelo Estéril, comprimentos de 8mm e 10mm

STERILEEO

# Caixas completas



Instrumentais para Sistemas 1,2 / 1,5 / 2,0

**TI133.0012.120 - Broca Ø1,2 x 120mm com Stop 15mm ES**

Drill bit / Broca

**TI133.0015.090 - Broca Ø1,5 x 90mm com Stop 15mm ES**

Drill bit / Broca

**TI133.1012.006 - Broca Ø1,2 x 50mm com Stop 6mm ES**

Drill bit / Broca

**TI133.1012.015 - Broca Ø1,2 x 50mm com Stop 15mm ES**

Drill bit / Broca

**TI133.1015.006 - Broca Ø1,5 x 50mm com Stop 6mm ES**

Drill bit / Broca

**TI133.1015.020 - Broca Ø1,5 x 120mm com Stop 20mm ES**

Drill bit / Broca

**TI133.1115.050 - Broca Ø1,5 x 50mm com Stop 20mm ES**

Drill bit / Broca

**TI144.1520.070 - Chave Cross-Drive S1,5 / 2,0 - 70mm**

Cross screwdriver / Destornillador cruz

**TI144.1520.090 - Chave Cross-Drive S1,5 / 2,0 - 90mm**

Cross screwdriver / Destornillador cruz

**TI210.0003.001 - Caixa em Alumínio para Implantes/Instrumental CA3001**


Case / Caja

**TI211.2003.001 - Tampa em alumínio para bandeja TA3001**

Case / Caja

Consultar com setor comercial  
sistema de broca e chave para contra-ângulo

# Caixa de instrumental 1,2 / 1,5 / 2,0 / Ortognático



**TI004.8000.008 - Alicata de Corte de Placa**

Plate Cutting Pliers / Alicata de placa de corte

**TI161.0002.001 - Pinça Universal**

Universal forceps / Pinza universal

**TI190.0030.001 - Medidor de Profundidade CMF 30,0 mm**

Depth measurer / Medidor de profundidad

**TI230.0003.001 - Cabo Transbucal 2,0**

Transbucal cable / Cable transbucal

**TI230.0004.006 - Cabo Padrão Modelo 6 - ST**

Standard cable model 6 - ST / Cable estándar modelo 6 - ST

**TI242.0000.007 - Guia de Broca 30° - Ø0,9 / Ø1,2 mm CMF**

Drill guide / Guia de broca

**TI242.0000.011 - Guia de Broca 30° Simples - Ø1,5mm**

Drill guide / Guia de broca

**TI301.0015.020 - Trocar para Broca 1,5-2,0mm**

Trocar to drill / Trocar para la broca

**TI302.0015.020 - Trocar para Chave 1,5-2,0mm**

Trocar to puncture / Trocar para la punción

**TI313.0015.020 - Punção 1,5-2,0mm**

Puncture / Punción

**TI320.0002.001 - Modelador CMF Grande - 2,0**

Large modelator / Modelador grande

**TI321.0002.001 - Dobrador de Placas Plano**

Flat plate modelator / Modelador de placas plano

**TI320.0002.002 - Modelador CMF Pequeno - 1,5**

Small modelator / Modelador pequeno

**TI242.0008.001 - Guia Transbucal MI**

Transbucal Guide / Guia Transbucal