



Sistema de Placas para Fusão do Punho

Wrist Fusion Plates System / Sistema de Placas de Fusión de Muñeca

Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Placas Direita e Esquerda são desenvolvidas para fixar no segundo metacarpo para evitar irritação do tendão extensor

Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136

Oblongos para compressão

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião

Placa Fusão para Punho Bloqueada Ângulo Variável
Small Bend 10 Furos Esquerda

Registro ANVISA nº: 81118460026

Sistema de Placas para Fusão do Punho

Sistema de Placas para Fusão do Punho Implantes



Placa Fusão para Punho Bloqueada AV SB 10° 10F

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
T1010.3205.X10 - P Direita / Esquerda
T1010.3210.X10 - M Direita / Esquerda



Placa Fusão para Punho Bloqueada AV RT

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
T1010.5102.011 - 11 Furos
T1010.5112.012 - 12 Furos
T1010.5122.013 - 13 Furos



Placa Fusão para Punho Bloqueada AV SB 10° 10F

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
T1010.3205.010 - P
T1010.3210.010 - M



Placa Fusão para Punho Bloqueada AV MB 10° 11F

Wrist fusion plate / Placa de fusión de muñeca
T1010.4205.011 - P
T1010.4210.011 - M



Parafuso Bloqueado Ø2,5 mm

Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0025.0XX - comprimento de 6,0 mm a 22,0 mm



Parafuso não Bloqueado Ø2,5 mm

Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0025.0XX - comprimento de 6,0 mm a 22,0 mm



Parafuso Bloqueado Ø3,5 mm

Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm



Parafuso não Bloqueado Ø3,5 mm

Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø3,5 mm

Self-compressive screw / Tornillo auto compressivo
T1019.3035.0XX - comprimento de 10,0 mm a 28,0 mm

Sistema de Placas para Fusão do Punho Instrumentais

Afastadores - Retractor / Separador

TI170.0001.001 - Afastador Adson 2 x 2 Dentes
TI171.0002.001 - Afastador de Hohmann Pequeno



Brocas - Drill bits / Brocas

TI004.0035.004 - Broca Ø2,5 x 120,0mm
TI130.0020.090 - Broca Ø2,0 x 090mm



Cabos - Handle / Cable

TI004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
TI005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (encaixe AO)
TI009.1525.001 - Cabo Pequeno com Engate Rápido



Chaves - Screwdriver / Destornillador

TI005.0025.006 - Chave TX6 x 100mm
TI005.0040.006 - Chave TX10 x 100mm



Fio - Wire / Hilo

TI120.0016.150 - Fio Guia Não Implantável Liso Ø1,6 x 150,0mm



Guias - Guides / Guías

TI004.0035.003 - Guia de Broca roscado 2,5 x 30,0mm - M5
TI004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - 2,5
TI240.0020.025 - Guia de Broca Ø2,0 x 25mm
TI240.1025.030 - Guia de Broca para Compressão 2,5mm
TI242.0000.005 - Guia de Broca 30° - Ø1,5 / Ø2,0mm
TI242.0006.002 - Guia de Broca Interfragmentar Ø2,5mm
TI242.0007.006 - Guia de Broca Coaxial Ø2,0mm



Medidor - Depth Gauge / Medidor de Profundidad

TI005.0017.005 - Medidor de Profundidade 30mm



Modelador - Plate bender / Modelador

TI320.0001.002 - Modelador para Membros



Pinças - Tweezer / Pinzas

TI004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa

