

Sistema de Placas 2,7



2.7 Plates System / Placas Sistema 2,7

Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia

Oblongos para compressão

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião

*Fabricados em Liga de Titânio
ASTM F136*

Registro ANVISA nº: 81118460005

Placa Bloqueada Ângulo Variável Média para Fixação/Fusão do 1º Metatarso/Falange



Sistema de Placas 2,7

Sistema de Placas 2,7 Implantes



Placa Bloqueada AV para Fixação/Fusão do
1º Metatarso/Falange

MTP fusion plate / Placa de fusión MTF

TI003.1000.001 - Pequena
TI003.1000.002 - Média

TI003.1000.003 - Grande



Placa Bloqueada AV de Reconstrução 06 Furos

Reconstruction plate / Placa de reconstrucción

TI003.2000.035 - 06 Furos 35,0 mm TI003.2000.040 - 06 Furos 40,0 mm



Placa Bloqueada AV tipo Cunha Sistema 2,7

Wedge type plate / Placa tipo cunha

TI003.3000.00X - espaçador de 0 mm a 8,0 mm



Placa Bloqueada AV Universal Sistema 2,7 para Pé

Universal plate / Placa universal

TI003.4000.0XX - comprimento de 10,0 mm a 30,0 mm



Parafuso Bloqueado TX8 Ø2,7 mm

Locking screw / Tornillo de bloqueo

TI001.0027.0XX - comprimento de 8,0 mm a 30,0 mm
Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136



Parafuso não Bloqueado TX8 Ø2,7 mm

Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo

TI002.0027.0XX - comprimento de 8,0 mm a 30,0 mm
Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136

Sistema de Placas 2,7

Instrumentais

Brocas - Drill bits / Brocas

T1004.0027.008 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm engate Stryker
T1004.0027.009 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm



Cabos - Handle / Cable

T1004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
T1005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)
T1017.0001.016 - Cabo com Limitador de Torque Axial 1,6Nm



Chaves - Screwdriver / Destornillador

T1004.0027.007 - Chave TX8 para Parafuso Ø2,7 mm



Fios Guias - Guide Wire / Hilo guía

T1004.0027.010 - Fio Guia Ø1,1 mm x 140,0 mm



Guias - Guides / Guías

T1004.0027.004 - Guia de Broca Roscado 2,0 x 30mm - M4
T1004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - 2,5




Medidor - Depth Gauge / Medidor de Profundidad

T1004.0027.006 - Medidor de Profundidade



Modelador - Plate bender / Modelador

T1004.0027.002 - Modelador de Placas



Pinças - Bending plier, Tweezers / Pinzas

T1004.0027.001 - Pinça Modeladora Plana
T1004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa

