




Sistema de Placas para Mão ΔLPHΔ

ΔLPHΔ hand plate system / Sistema de placas de mano ΔLPHΔ

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Oblongos para realizar compressão ou rotação dos fragmentos



Comprimentos e modelos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião

Fabricados em Titânio Puro ASTM F67

Micro Placas ΔLPHA

espessura 0,6mm




Micro Placa Alpha AV Retilínea
Alpha straight VA micro plate / Micro placa Alpha AV recta
T1007.2026.006 - 06 Furos T1007.2053.012 - 12 Furos



Micro Placa Alpha de Base Falangeal
Alpha phalanx base micro plate / Micro placa Alpha de la base de la falange
T1007.2430.007 - 07 Furos



Micro Placa Alpha Linha Dupla
Alpha straight double line micro plate / Micro placa Alpha recta doble linea
T1007.2151.016 - 16 Furos



Micro Placa Alpha tipo Grade Oblíqua
Alpha oblique grid type micro plate / Micro placa Alfa tipo cuadrícula oblicua
T1007.2818.108 - 08 Furos Direita T1007.2818.208 - 08 Furos Esquerda



Micro Placa Alpha 'T'
Alpha 'T' micro plate / Micro placa Alpha 'T'
T1007.2227.008 - 08 Furos



Micro Placa Alpha Condilar com Pino
Alpha condylar with pin micro plate / Micro placa Alpha condilar con pino
T1007.3024.105 - Direita T1007.3024.205 - Esquerda



Micro Placa Alpha 'Y'
Alpha 'Y' micro plate / Micro placa Alpha 'Y'
T1007.2322.008 - 08 Furos



Micro Placa Alpha para Cabeça Falangeal
Alpha phalanx head micro plate / Micro placa Alpha de la cabeza de la falange
T1007.3121.106 - 06 Furos Direita T1007.3121.206 - 06 Furos Esquerda



Micro Placa Alpha Condilar com Gancho Duplo
Alpha condylar double hook micro plate / Micro placa Alpha condilar gancho doble
T1007.3006.001

Consulte nossos tamanhos e modelos opcionais.

Micro Placas ΔLPHΔ

espessura 0,8mm




Micro Placa Alpha AV Retilínea
Alpha straight VA micro plate / Micro placa Alpha AV recta
T1007.3226.006 - 06 Furos T1007.3253.012 - 12 Furos



Micro Placa Alpha para Escafóide
Alpha scaphoid micro plate / Micro placa Alpha escafoide
T1007.4017.006 - 06 Furos Pequena



Micro Placa Alpha "T"
Alpha "T" micro plate / Micro placa Alpha "T"
T1007.3331.010 - 10 Furos



Micro Placa Alpha Tipo Grade Retangular
Alpha rectangular grid type micro plate / Micro placa Alpha tipo cuadrícula rectangular
T1007.4129.012 - 12 Furos



Micro Placa Alpha de Fratura com Rotação
Alpha fracture with rotation micro plate / Micro placa Alpha de fractura con rotación
T1007.3423.006 - 06 Furos



Micro Placa Alpha para Base Falangeal
Alpha phalanx base micro plate / Micro placa Alpha de la base de la falange
T1007.4227.008 - 08 Furos



Micro Placa Alpha "T" Linha Dupla
Alpha "T" double line micro plate / Micro placa Alpha "T" doble linea
T1007.3524.009 - 09 Furos



Micro Placa Alpha Dorsal para Primeiro Metacarpo
Alpha dorsal for first metacarpal micro plate / Micro placa dorsal Alpha para el primer metacarpiano
T1007.4324.008 - 08 Furos



Micro Placa Alpha para Cabeça Falangeal
Alpha phalanx head micro plate / Micro placa Alpha de la cabeza de la falange
T1007.3621.106 - 06 Furos Direita T1007.3621.206 - 06 Furos Esquerda



Micro Placa Alpha para Correção com Rotação
Alpha correction with rotation micro plate / Micro placa Alpha AV para corrección con rotación
T1007.4427.008 - 08 Furos



Micro Placa Alpha Rede
Alpha net micro plate / Micro placa Alpha red
T1007.3728.014 - 14 Furos



Micro Placa Alpha para Fratura
Alpha fracture micro plate / Micro placa Alpha de fractura
T1007.4527.009 - 09 Furos






Micro Placa Alpha Tipo Grade Trapezoidal
Alpha trapezoidal grid type micro plate / Micro placa Alpha tipo cuadrícula trapezoidal
T1007.3921.008 - 08 Furos



Micro Placa Alpha de Pescoço Metacarpal
Alpha metacarpal neck micro plate / Micro placa Alpha del cuello metacarpiano
T1007.4624.008 - 08 Furos

Bandeja de Micro Placas ΔLPHΔ



Brocas - Drill bits / Brocas

- TI130.0009.070 - Broca Ø0,9 mm x 70,0 mm
- TI130.0012.070 - Broca Ø1,2 mm x 70,0 mm
- TI130.0015.070 - Broca Ø1,5 mm x 70,0 mm

Cânulas - Cannula / Cánula

- TI290.1009.001 - Cânula para Pinça Ø0,9 mm
- TI290.1012.002 - Cânula para Pinça Ø1,2 mm
- TI290.1015.003 - Cânula para Pinça Ø1,5 mm

Chave - Screwdriver / Destornillador

- TI140.0040.050 - Chave TX4 x 50,0 mm

Guias - Guides / Guía

- TI240.0009.025 - Guia de Broca Ø0,9 mm x 25,0 mm
- TI240.0012.025 - Guia de Broca Ø1,2 mm x 25,0 mm
- TI242.0000.004 - Guia de Broca 30° - Ø0,9 mm / Ø1,2 mm
- TI242.0007.003 - Guia de Broca Coaxial Ø0,9 mm
- TI242.0007.004 - Guia de Broca Coaxial Ø1,2 mm

Mini Placas ΔLPHΔ

espessuras 1,0 mm e 1,3 mm

Espessura de 1,0 mm



Mini Placa Alpha AV Retilínea

Alpha VA straight mini plate / Mini placa Alpha AV recta

T1007.5030.006 - 06 Furos

T1007.5060.012 - 12 Furos




Mini Placa Alpha 'T' Linha Dupla

Alpha 'T' double line mini plate / Mini placa Alpha 'T' doble linea

T1007.5842.011 - 11 Furos

Espessura de 1,3 mm



Mini Placa Alpha 'T' Low Profile

Alpha 'T' low profile mini plate / Mini placa Alpha 'T' perfil bajo

T1007.6454.010 - 10 Furos



Mini Placa Alpha 'Y' Condilar

Alpha condylar 'Y' mini plate / Mini placa Alpha 'Y' condilar

T1007.6938.008 - 08 Furos



Mini Placa Alpha Tipo Grade Retangular

Alpha rectangular grid type mini plate / Mini placa Alpha tipo cuadrícula rectangular


T1007.6715.004 - 04 Furos



Mini Placa Alpha Dorsal para Primeiro Metacarpo

Alpha dorsal for first metacarpal mini plate / Mini placa dorsal Alpha para el primer metacarpiano

T1007.7032.008 - 08 Furos



Mini Placa Alpha Tipo Grade Retangular

Alpha rectangular grid type mini plate / Mini placa Alpha tipo cuadrícula rectangular

T1007.6742.012 - 12 Furos



Mini Placa Alpha para Correção com Rotação

Alpha correction with rotation mini plate / Mini placa Alpha para corrección con rotación

T1007.7133.008 - 08 Furos



Mini Placa Alpha para Base Falangeal

Alpha falangeal base mini plate / Mini placa Alpha base falangeal

T1007.6838.008 - 08 Furos




Mini Placa Alpha para Fratura

Alpha fracture mini plate / Mini placa Alpha de fractura

T1007.7235.009 - 09 Furos

Bandeja de Mini Placas ΔLPHA



Brocas - Drill bits / Brocas

TI130.0015.070 - Broca Ø1,5 mm x 70,0 mm
 TI130.0020.080 - Broca Ø2,0 mm x 80,0 mm
 TI130.0025.080 - Broca Ø2,5 mm x 80,0 mm

Cânulas - Cannula / Cánula

TI290.1015.003 - Cânula para Pinça Ø1,5 mm
 TI290.1020.004 - Cânula para Pinça Ø2,0 mm
 TI290.1025.005 - Cânula para Pinça Ø2,5 mm

Chave - Screwdriver / Destornillador

TI140.0060.050 - Chave TX6 x 50,0 mm

Guias - Guides / Guía

TI240.0015.025 - Guia de Broca Ø1,5 mm x 25,0 mm
 TI240.0020.025 - Guia de Broca Ø2,0 mm x 25,0 mm
 TI242.0007.005 - Guia de Broca Coaxial Ø1,5 mm
 TI242.0007.006 - Guia de Broca Coaxial Ø2,0 mm
 TI242.0000.005 - Guia de Broca 30° - Ø1,5 mm / Ø2,0 mm

Sistema de Placas para Mão ΔLPHΔ Parafusos



Parafuso Bloqueado TX4 Ø1,2 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0012.0XX - comprimentos de 4,0 mm a 18,0 mm



Parafuso Não Bloqueado TX4 Ø1,2 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0012.0XX - comprimentos de 4,0 mm a 18,0 mm




Parafuso Bloqueado TX4 Ø1,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.1015.0XX - comprimentos de 4,0 mm a 24,0 mm




Parafuso Não Bloqueado TX4 Ø1,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.1015.0XX - comprimentos de 4,0 mm a 24,0 mm




Parafuso Bloqueado TX6 Ø2,0 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0020.0XX - comprimentos de 6,0 mm a 24,0 mm



Parafuso Não Bloqueado TX6 Ø2,0 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0020.0XX - comprimentos de 6,0 mm a 24,0 mm




Parafuso Bloqueado Ø2,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0025.0XX - comprimentos de 6,0 mm a 24,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Ø2,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0025.0XX - comprimentos de 6,0 mm a 24,0 mm

Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136

Sistema de Placas para Mão ΔLPHΔ Bandeja de Instrumentais



Afastadores - Retractor / Retractor

T1171.0002.001 - Afastador de Hohmann Pequeno
T1171.0002.002 - Afastador de Hohmann Médio

Cabos - Handle / Cable

T1004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
T1230.0004.006 - Cabo Padrão Modelo 6 - ST

Escareador - Countersink / Avellanador

T1150.0012.025 - Escareador para Parafuso Ø1,2 mm / Ø2,5 mm

Fios - Wires / Hilos

T1004.0027.010 - Fio Guia não Implantável Ø1,1 mm x 140,0 mm
T1009.1525.008 - Fio Posicionador

Medidor - Depth Gauge / Medidor de profundidad

T1005.0017.005 - Medidor de Profundidade 30,0 mm

Pinças - Forceps / Pinzas

T1004.0027.001 - Pinça Modeladora Plana
T1009.1525.002 - Pinça de Redução
T1009.1525.007 - Pinça de Corte
T1160.0001.002 - Pinça de Redução com Suporte
T1161.0002.001 - Pinça Universal