




Sistema de Placas para Membros Inferiores

Lower limbs plate system / Sistema de placa de extremidades inferiores

Placas fabricadas conforme estrutura óssea para reduzir irritações teciduais

Oblongos para realizar compressão




Placa de Tibia Bloqueada Ângulo Variável Distal Anterolateral Esquerda

Furos de fios guias para auxiliar posicionamento durante a cirurgia

Fabricados em Titânio Puro ASTM F67

Comprimentos diferentes para satisfazer as possíveis necessidades Paciente / Cirurgião



Placa de Tibia Bloqueada Ângulo Variável Distal Anteromedial Direita

Sistema de Placas para Membros Inferiores Implantes

Fabricados em Liga de Titânio ASTM F136



Placa de Tíbia Bloqueada AV Distal Medial

Medial distal tibial plate / Placa de tíbia distal medial
 TI022.1102.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
 TI022.1122.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
 TI022.1142.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda
 TI022.1162.X11 - 11 Furos Direita / Esquerda
 TI022.1202.X15 - 15 Furos Direita / Esquerda



Placa de Tíbia Bloqueada AV Distal Anteromedial

Anteromedial distal tibial plate / Placa de tíbia distal anteromedial
 TI022.2102.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
 TI022.2122.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
 TI022.2142.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda
 TI022.2162.X11 - 11 Furos Direita / Esquerda
 TI022.2202.X15 - 15 Furos Direita / Esquerda



Placa de Tíbia Bloqueada AV Distal Anterolateral

Anterolateral distal tibial plate / Placa de tíbia distal anterolateral
 TI022.3096.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
 TI022.3116.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda
 TI022.3136.X11 - 11 Furos Direita / Esquerda
 TI022.3156.X13 - 13 Furos Direita / Esquerda



Placa 'L' Tíbia Bloqueada AV Distal Posterolateral

Posterolateral distal tibial 'L' plate / Placa 'L' de tíbia distal posterolateral
 TI022.4060.X04 - 04 Furos Direita / Esquerda
 TI022.4070.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
 TI022.4090.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
 TI022.4110.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda



Placa 'T' Tíbia Bloqueada AV Distal Posterolateral

Posterolateral distal tibial 'T' plate / Placa 'T' de tíbia distal posterolateral
 TI022.5060.104 - 04 Furos
 TI022.5070.105 - 05 Furos
 TI022.5090.107 - 07 Furos
 TI022.5110.109 - 09 Furos



Placa de Fíbula Bloqueada AV Lateral Distal

Lateral distal fibula plate / Placa del peroné distal lateral
 TI022.6080.X03 - 03 Furos Direita / Esquerda
 TI022.6100.X05 - 05 Furos Direita / Esquerda
 TI022.6120.X07 - 07 Furos Direita / Esquerda
 TI022.6140.X09 - 09 Furos Direita / Esquerda



Placa Universal Bloqueada AV com Gancho

Universal Plate with Hook / Placa universal con gancho
 TI022.7047.005 - 05 Furos
 TI022.7057.006 - 06 Furos
 TI022.7067.007 - 07 Furos



Placa Retra Bloqueada AV 3,5

Locking straight plate 3,5 / Placa recta bloqueada 3,5
 TI019.0070.006 - 06 Furos
 TI019.0090.008 - 08 Furos
 TI019.0110.010 - 10 Furos
 TI019.0130.012 - 12 Furos
 TI019.0150.014 - 14 Furos
 TI019.0170.016 - 16 Furos



Placa 1/3 Tubular Bloqueada AV

One-Third tubular plate / Placa 1/3 tubular
 TI022.9040.003 - 03 Furos
 TI022.9052.004 - 04 Furos
 TI022.9064.005 - 05 Furos
 TI022.9076.006 - 06 Furos
 TI022.9088.007 - 07 Furos
 TI022.9100.008 - 08 Furos
 TI022.9124.010 - 10 Furos
 TI022.9148.012 - 12 Furos

Sistema de Placas para Membros Inferiores

Sistema de Placas para Membros Inferiores Implantes



Placa de Fíbula Bloqueada AV Posterolateral Distal

Distal Posterolateral AV Locked Fibula Plate / Placa de Peroné Bloqueada AV Posterolateral Distal

T1022.6092.303 - 03 Furos / Direita

T1022.6116.305 - 05 Furos / Direita

T1022.6140.307 - 07 Furos / Direita



Placa de Fíbula Bloqueada AV Posterolateral Distal

Distal Posterolateral AV Locked Fibula Plate / Placa de Peroné Bloqueada AV Posterolateral Distal

T1022.6092.403 - 03 Furos / Esquerda

T1022.6116.405 - 05 Furos / Esquerda

T1022.6140.407 - 07 Furos / Esquerda



Placa de Fíbula Bloqueada AV Posterolateral Distal Estreita

Narrow Distal Posterolateral AV Locked Fibula Plate / Placa de Peroné Bloqueada AV Posterolateral Distal Estreita

T1022.6092.603 - 03 Furos / Esquerda

T1022.6116.605 - 05 Furos / Esquerda

T1022.6140.607 - 07 Furos / Esquerda



Placa de Fíbula Bloqueada AV Posterolateral Distal Estreita

Narrow Distal Posterolateral AV Locked Fibula Plate / Placa de Peroné Bloqueada AV Posterolateral Distal Estreita

T1022.6092.503 - 03 Furos / Direita

T1022.6116.505 - 05 Furos / Direita

T1022.6140.507 - 07 Furos / Direita



Ilustração Placa + Parafuso

Placa de Fíbula Bloqueada AV Posterolateral Distal Estreita

Sistema de Placas para Membros Inferiores

Parafusos



Parafuso Bloqueado Ø2,7 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0027.0XX - comprimento de 10,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Ø2,7 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0027.0XX - comprimento de 10,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Bloqueado Ø3,5 mm
Locking screw / Tornillo de bloqueo
T1001.0035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Não Bloqueado Ø3,5 mm
Non-locking screw / Tornillo sin bloqueo
T1002.0035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø2,7 mm
Self-compressive screw / Tornillo auto compressivo
T1019.3027.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm



Parafuso Auto Compressivo Ø3,5 mm
Self-compressive screw / Tornillo auto compressivo
T1019.3035.0XX - comprimento de 12,0 mm a 60,0 mm

Sistema de Placas para Membros Inferiores Instrumentais

Afastadores - Retractor / Separador

T1170.0001.002 - Afastador Adson 3 x 2 Dentes
T1171.0002.001 - Afastador de Hohmann Pequeno
T1171.0002.002 - Afastador de Hohmann Médio
T1171.0002.004 - Afastador de Periosteio 6,0 mm



Chaves - Screwdriver / Destornillador

T1004.0027.007 - Chave TX8 para Parafuso Ø2,7mm
T1005.0040.006 - Chave TX10 x 100,0 mm



Brocas - Drill bits / Brocas

T1004.0027.009 - Broca Ø2,0 mm x 120,0 mm
T1004.8000.003 - Broca Ø2,0 mm x 140,0 mm
T1004.8000.011 - Broca Ø2,7 mm x 140,0 mm
T1004.8000.012 - Broca Ø3,5 mm x 140,0 mm
T1004.90X0.007 - Broca Ø2,5 mm x 150,0 mm




Escareadores - Countersink / Avellanador

T1150.1027.100 - Escareador para Parafuso Cortical Ø2,7 mm
T1150.1035.100 - Escareador para Parafuso Cortical Ø3,5 mm



Fio Guia - Guide Wire / Hilo guía

T1120.0016.150 - Fio Guia não Implantável Liso Ø1,6 mm x 150,0 mm



Cabos - Handle / Cable

T1004.0027.003 - Cabo do Guia de Broca
T1005.0040.009 - Cabo Reto com Engate Rápido (Encaixe AO)
T1017.0001.016 - Cabo com Limitador de Torque Axial 1,6 Nm



Gancho - Hook / Gancho


T1330.0001.160 - Gancho Afiado 160,0 mm



Sistema de Placas para Membros Inferiores Instrumentais

Guias - Guides / Guías

TI004.0027.004 - Guia de Broca Roscado Ø2,0 mm x 30,0 mm - M4
TI004.0035.003 - Guia de Broca Roscado Ø2,5 mm x 30,0 mm - M5
TI004.90X0.009 - Guia de Broca 30° - 2,5
TI240.1020.030 - Guia de Broca para Compressão Ø2,0 mm
TI240.1025.030 - Guia de Broca para Compressão Ø2,5 mm
TI240.2020.030 - Guia de Broca para Neutralização Ø2,0 mm
TI240.2025.030 - Guia de Broca para Neutralização Ø2,5 mm
TI246.0027.040 - Guia de Broca Estriado Ø2,7 mm
TI246.0035.040 - Guia de Broca Estriado Ø3,5 mm



Macho - Tap / Macho

TI270.0027.100 - Macho Cortical Ø2,7 mm x 100,0 mm
TI270.0035.100 - Macho Cortical Ø3,5 mm x 100,0 mm



Medidor - Depth Gauge / Medidor de Profundidad

TI004.0035.001 - Medidor de Profundidade 60,0 mm




Modelador - Plate Bender / Modelador

TI320.0001.002 - Modelador para Membros



Pinças - Forceps, Tweezer / Pinzas

TI004.0027.005 - Pinça para Parafuso e Placa
TI160.0001.007 - Pinça Modeladora
TI160.0001.008 - Pinça de Redução Pontiaguda Ø6,0 mm Pequena
TI160.0002.004 - Pinça de Redução Mandíbula Serrilhada
TI160.0002.006 - Pinça Espanhola 160,0 mm



Pino - Pin / Pin

TI310.2120.120 - Pino de Inserção 120,0 mm - M5

