

Sistema de Âncoras Flexíveis

O sistema de âncoras flexíveis Knottech é indicado para cirurgias de reconstrução ligamentar sem a necessidade de nós cirúrgicos

Os aplicadores possuem 4 tamanhos (Mini, Curto, STD, Longo) para melhor manuseio. São cabos anatômicos e com fixação interna para as agulhas não ferirem as mãos dos cirurgiões

Opções de âncoras sem ou com 1 / 2 / 3 / 4 / 6 agulhas de sutura

Âncora flexível promove uma maior resistência a arrancamento que âncoras roscadas

Os fios são fabricados em UHMWPE USP #5

Produto fornecido esterilizado em ETO com embalagem única



Modelo	USP Âncora	USP Fio
Ø0,9	#1	#2-0
Ø0,9	#1	#3-0
Ø1,3	#5	#2-0
Ø1,3	#5	#2
Ø1,5	#6	#2-0
Ø1,5	#6	#2
Ø2,1*	Ø2,1	#2
Ø2,4*	Ø2,4	#2
Ø2,9*	Ø2,9	#2

* Modelos customizados

