

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas recobertas com Zirconia Estereis - Techimport



Nome Técnico: Brocas Cirurgicas

Nome Comercial: Brocas e Fresas Cirurgicas recobertas com Zirconia Estereis - Techimport

Registro ANVISA: 81118469003

Fabricante:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA - EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500

**PRODUTO ESTÉRIL
A EMPRESA RECOMENDA USO ÚNICO**

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO**Nome Técnico:** Brocas Cirurgicas**Nome Comercial:** Brocas e Fresas Cirurgicas recobertas com Zirconia Estereis - Techimport**Composto por:** Instrumentais**Registro ANVISA:** 81118469003**Modelos comerciais:** Ver Tabela 1**Metodo de Esterilização:** ETO**Validade:** 3 anos a partir da data de Esterilização**DESCRIÇÃO DO PRODUTO MÉDICO**

Os instrumentais pertencentes a esse registro são utilizados para auxiliar a cirurgia durante os procedimentos cirurgicos.

Tabela 1 – Modelos Comerciais	
Código	Descrição
TI134.4010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm - Z
TI134.4010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm - Z
TI134.4010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm - Z
TI134.4010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm - Z
TI134.4010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm - Z
TI134.4010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm - Z
TI134.4010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm - Z
TI134.4010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm - Z
TI134.4015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm - Z
TI134.4015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm - Z
TI134.4015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm - Z
TI134.4015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm - Z
TI134.4015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm - Z
TI134.4015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm - Z
TI134.4015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm - Z
TI134.4015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm - Z
TI134.4020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm - Z
TI134.4020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm - Z
TI134.4020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm - Z
TI134.4020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm - Z
TI134.4020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm - Z
TI134.4020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm - Z
TI134.4020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm - Z
TI134.4020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm - Z

TI134.4025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm - Z
TI134.4025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm - Z
TI134.4025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm - Z
TI134.4025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm - Z
TI134.4025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm - Z
TI134.4025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm - Z
TI134.4025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm - Z
TI134.4025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm - Z
TI134.4030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm - Z
TI134.4030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm - Z
TI134.4030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm - Z
TI134.4030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm - Z
TI134.4030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm - Z
TI134.4030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm - Z
TI134.4030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm - Z
TI134.4030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm - Z
TI134.4035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm - Z
TI134.4035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm - Z
TI134.4035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm - Z
TI134.4035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm - Z
TI134.4035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm - Z
TI134.4035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm - Z
TI134.4035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm - Z
TI134.4035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm - Z
TI134.4040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm - Z
TI134.4040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm - Z
TI134.4040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm - Z
TI134.4040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm - Z
TI134.4040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm - Z
TI134.4040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm - Z
TI134.4040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm - Z
TI134.4040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm - Z
TI134.4045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm - Z
TI134.4045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm - Z
TI134.4045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm - Z
TI134.4045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm - Z
TI134.4045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm - Z
TI134.4045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm - Z
TI134.4045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm - Z
TI134.4045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm - Z
TI134.4050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm - Z
TI134.4050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm - Z
TI134.4050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm - Z
TI134.4050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm - Z
TI134.4050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm - Z
TI134.4050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm - Z
TI134.4050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm - Z

TI134.4050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm - Z
TI134.4055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm - Z
TI134.4055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm - Z
TI134.4055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm - Z
TI134.4055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm - Z
TI134.4055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm - Z
TI134.4055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm - Z
TI134.4055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm - Z
TI134.4055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm - Z
TI134.4060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm - Z
TI134.4060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm - Z
TI134.4060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm - Z
TI134.4060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm - Z
TI134.4060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm - Z
TI134.4060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm - Z
TI134.4060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm - Z
TI134.4060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm - Z
TI134.4065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm - Z
TI134.4065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm - Z
TI134.4065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm - Z
TI134.4065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm - Z
TI134.4065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm - Z
TI134.4065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm - Z
TI134.4065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm - Z
TI134.4065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm - Z
TI134.4070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm - Z
TI134.4070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm - Z
TI134.4070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm - Z
TI134.4070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm - Z
TI134.4070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm - Z
TI134.4070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm - Z
TI134.4070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm - Z
TI134.4070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm - Z
TI134.4250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm - Z
TI134.4250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm - Z
TI134.4250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm - Z
TI134.4250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm - Z
TI134.4250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm - Z
TI134.4250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm - Z
TI134.4250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm - Z
TI134.4250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm - Z
TI134.4250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm - Z
TI134.4270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm - Z
TI134.4270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm - Z
TI134.4270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm - Z
TI134.4270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm - Z
TI134.4270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm - Z

TI134.4270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm - Z
TI134.4270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm - Z
TI134.4270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm - Z
TI134.4270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm - Z
TI134.4340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm - Z
TI134.4340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm - Z
TI134.4340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm - Z
TI134.4340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm - Z
TI134.4340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm - Z
TI134.4340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm - Z
TI134.4340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm - Z
TI134.4340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm - Z
TI134.4340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm - Z
TI134.4350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm - Z
TI134.4350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm - Z
TI134.4350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm - Z
TI134.4350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm - Z
TI134.4350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm - Z
TI134.4350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm - Z
TI134.4350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm - Z
TI134.4350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm - Z
TI134.4350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm - Z
TI134.4414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm - Z
TI134.4414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm - Z
TI134.4414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm - Z
TI134.4414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm - Z
TI134.4414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm - Z
TI134.4414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm - Z
TI134.4414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm - Z
TI134.4414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm - Z
TI134.4414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm - Z
TI134.4422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm - Z
TI134.4422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm - Z
TI134.4422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm - Z
TI134.4422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm - Z
TI134.4422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm - Z
TI134.4422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm - Z
TI134.4422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm - Z
TI134.4422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm - Z

TI134.4422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm - Z
TI134.4510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm - Z
TI134.4510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm - Z
TI134.4510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm - Z
TI134.4510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm - Z
TI134.4510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm - Z
TI134.4510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm - Z
TI134.4510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm - Z
TI134.4510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm - Z
TI134.4510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm - Z
TI134.4512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm - Z
TI134.4512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm - Z
TI134.4512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm - Z
TI134.4512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm - Z
TI134.4512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm - Z
TI134.4512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm - Z
TI134.4512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm - Z
TI134.4512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm - Z
TI134.4512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm - Z
TI134.4516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm - Z
TI134.4516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm - Z
TI134.4516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm - Z
TI134.4516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm - Z
TI134.4516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm - Z
TI134.4516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm - Z
TI134.4516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm - Z
TI134.4516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm - Z
TI134.4516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm - Z
TI134.4521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm - Z
TI134.4521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm - Z
TI134.4521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm - Z
TI134.4521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm - Z
TI134.4521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm - Z
TI134.4521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm - Z
TI134.4521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm - Z
TI134.4521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm - Z
TI134.4521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm - Z
TI134.4525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm - Z
TI134.4525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm - Z
TI134.4525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm - Z
TI134.4525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm - Z
TI134.4525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm - Z
TI134.4525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm - Z
TI134.4525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm - Z
TI134.4525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm - Z
TI134.4525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm - Z
TI134.4618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x

	45,0mm - Z
TI134.4618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm - Z
TI134.4618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm - Z
TI134.4618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm - Z
TI134.4618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm - Z
TI134.4618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm - Z
TI134.4618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm - Z
TI134.4618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm - Z
TI134.4618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm - Z
TI134.4621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm - Z
TI134.4621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm - Z
TI134.4621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm - Z
TI134.4621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm - Z
TI134.4621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm - Z
TI134.4621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm - Z
TI134.4621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm - Z
TI134.4621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm - Z
TI134.4621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm - Z
TI134.4632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm - Z
TI134.4632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm - Z
TI134.4632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm - Z
TI134.4632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm - Z
TI134.4632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm - Z
TI134.4632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm - Z
TI134.4632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm - Z
TI134.4632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm - Z
TI134.4632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm - Z
TI134.4718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm - Z
TI134.4718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm - Z
TI134.4718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm - Z
TI134.4718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm - Z
TI134.4718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm - Z
TI134.4718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8

	x 95,0mm - Z
TI134.4718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm - Z
TI134.4718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm - Z
TI134.4718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm - Z
TI134.4721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm - Z
TI134.4721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm - Z
TI134.4721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm - Z
TI134.4721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm - Z
TI134.4721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm - Z
TI134.4721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm - Z
TI134.4721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm - Z
TI134.4721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm - Z
TI134.4721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm - Z
TI134.4732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm - Z
TI134.4732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm - Z
TI134.4732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm - Z
TI134.4732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm - Z
TI134.4732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm - Z
TI134.4732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm - Z
TI134.4732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm - Z
TI134.4732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm - Z
TI134.4732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm - Z
TI134.4750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm - Z
TI134.4750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm - Z
TI134.4750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm - Z
TI134.4809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm - Z
TI134.4809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm - Z
TI134.4809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm - Z
TI134.4809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm - Z
TI134.4809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm - Z
TI134.4809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm - Z
TI134.4809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm - Z
TI134.4809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm - Z
TI134.4809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm - Z
TI134.4809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm - Z
TI134.4809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm - Z

TI134.4810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm - Z
TI134.4810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm - Z
TI134.4810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm - Z
TI134.4810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm - Z
TI134.4810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm - Z
TI134.4810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm - Z
TI134.4810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm - Z
TI134.4810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm - Z
TI134.4810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm - Z
TI134.4810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm - Z
TI134.4810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm - Z
TI134.4811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm - Z
TI134.4811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm - Z
TI134.4811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm - Z
TI134.4811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm - Z
TI134.4811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm - Z
TI134.4811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm - Z
TI134.4811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm - Z
TI134.4811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm - Z
TI134.4811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm - Z
TI134.4811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm - Z
TI134.4811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm - Z
TI134.4812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm - Z
TI134.4812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm - Z
TI134.4812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm - Z
TI134.4812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm - Z
TI134.4812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm - Z
TI134.4812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm - Z
TI134.4812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm - Z
TI134.4812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm - Z
TI134.4812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm - Z
TI134.4812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm - Z
TI134.4812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm - Z
TI134.4813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm - Z
TI134.4813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm - Z
TI134.4813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm - Z
TI134.4813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm - Z
TI134.4813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm - Z
TI134.4813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm - Z
TI134.4813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm - Z
TI134.4813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm - Z
TI134.4813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm - Z
TI134.4813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm - Z
TI134.4813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm - Z
TI134.4814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm - Z
TI134.4814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm - Z
TI134.4814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm - Z

TI134.4814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm - Z
TI134.4814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm - Z
TI134.4814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm - Z
TI134.4814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm - Z
TI134.4814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm - Z
TI134.4814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm - Z
TI134.4814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm - Z
TI134.4814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm - Z
TI134.4815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm - Z
TI134.4815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm - Z
TI134.4815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm - Z
TI134.4815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm - Z
TI134.4815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm - Z
TI134.4815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm - Z
TI134.4815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm - Z
TI134.4815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm - Z
TI134.4815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm - Z
TI134.4815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm - Z
TI134.4815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm - Z
TI134.4816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm - Z
TI134.4816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm - Z
TI134.4816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm - Z
TI134.4816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm - Z
TI134.4816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm - Z
TI134.4816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm - Z
TI134.4816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm - Z
TI134.4816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm - Z
TI134.4816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm - Z
TI134.4816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm - Z
TI134.4816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm - Z
TI134.4817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm - Z
TI134.4817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm - Z
TI134.4817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm - Z
TI134.4817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm - Z
TI134.4817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm - Z
TI134.4817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm - Z
TI134.4817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm - Z
TI134.4817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm - Z
TI134.4817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm - Z
TI134.4817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm - Z
TI134.4817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm - Z
TI134.4818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm - Z
TI134.4818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm - Z
TI134.4818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm - Z
TI134.4818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm - Z
TI134.4818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm - Z
TI134.4818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm - Z

TI134.4818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm - Z
TI134.4818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm - Z
TI134.4818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm - Z
TI134.4818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm - Z
TI134.4818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm - Z
TI134.4819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm - Z
TI134.4819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm - Z
TI134.4819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm - Z
TI134.4819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm - Z
TI134.4819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm - Z
TI134.4819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm - Z
TI134.4819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm - Z
TI134.4819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm - Z
TI134.4819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm - Z
TI134.4819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm - Z
TI134.4819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm - Z
TI134.4820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm - Z
TI134.4820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm - Z
TI134.4820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm - Z
TI134.4820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm - Z
TI134.4820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm - Z
TI134.4820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm - Z
TI134.4820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm - Z
TI134.4820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm - Z
TI134.4820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm - Z
TI134.4820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm - Z
TI134.4820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm - Z
TI134.4821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm - Z
TI134.4821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm - Z
TI134.4821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm - Z
TI134.4821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm - Z
TI134.4821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm - Z
TI134.4821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm - Z
TI134.4821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm - Z
TI134.4821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm - Z
TI134.4821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm - Z
TI134.4821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm - Z
TI134.4821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm - Z
TI134.4822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm - Z
TI134.4822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm - Z
TI134.4822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm - Z
TI134.4822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm - Z
TI134.4822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm - Z
TI134.4822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm - Z
TI134.4822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm - Z
TI134.4822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm - Z
TI134.4822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm - Z

TI134.4822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm - Z
TI134.4822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm - Z
TI134.4823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm - Z
TI134.4823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm - Z
TI134.4823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm - Z
TI134.4823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm - Z
TI134.4823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm - Z
TI134.4823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm - Z
TI134.4823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm - Z
TI134.4823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm - Z
TI134.4823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm - Z
TI134.4823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm - Z
TI134.4823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm - Z
TI134.4827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm - Z
TI134.4827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm - Z
TI134.4827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm - Z
TI134.4827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm - Z
TI134.4827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm - Z
TI134.4827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm - Z
TI134.4827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm - Z
TI134.4827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm - Z
TI134.4827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm - Z
TI134.4827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm - Z
TI134.4827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm - Z
TI134.4832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm - Z
TI134.4832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm - Z
TI134.4832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm - Z
TI134.4832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm - Z
TI134.4832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm - Z
TI134.4832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm - Z
TI134.4832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm - Z
TI134.4832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm - Z
TI134.4832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm - Z
TI134.4832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm - Z
TI134.4832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm - Z
TI134.4835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm - Z
TI134.4835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm - Z
TI134.4835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm - Z
TI134.4835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm - Z
TI134.4835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm - Z
TI134.4835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm - Z
TI134.4835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm - Z
TI134.4835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm - Z
TI134.4835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm - Z
TI134.4835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm - Z
TI134.4835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm - Z
TI134.5010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm ES - Z

TI134.5010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm ES - Z
TI134.5015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm ES - Z
TI134.5015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm ES - Z
TI134.5015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm ES - Z
TI134.5020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm ES - Z
TI134.5025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm ES - Z
TI134.5025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm ES - Z
TI134.5025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm ES - Z
TI134.5030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm ES - Z

TI134.5035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm ES - Z
TI134.5035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm ES - Z
TI134.5035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm ES - Z
TI134.5040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm ES - Z
TI134.5045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm ES - Z
TI134.5045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm ES - Z
TI134.5045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm ES - Z
TI134.5050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm ES - Z
TI134.5055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm ES - Z
TI134.5055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm ES - Z
TI134.5055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm ES - Z
TI134.5060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm ES - Z

TI134.5060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm ES - Z
TI134.5065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm ES - Z
TI134.5065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm ES - Z
TI134.5065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm ES - Z
TI134.5070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm ES - Z
TI134.5250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm ES - Z
TI134.5250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm ES - Z
TI134.5270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm ES - Z

	Z
TI134.5270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm ES - Z
TI134.5270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm ES - Z
TI134.5270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm ES - Z
TI134.5340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm ES - Z
TI134.5350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm ES - Z
TI134.5414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm ES - Z
TI134.5414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm ES - Z
TI134.5414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm ES - Z
TI134.5414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm ES - Z
TI134.5414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm ES - Z
TI134.5414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm ES - Z
TI134.5414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm ES - Z
TI134.5414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm ES - Z
TI134.5414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm ES - Z
TI134.5422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann

	Ø2,2 x 45,0mm ES - Z
TI134.5422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm ES - Z
TI134.5422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm ES - Z
TI134.5422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm ES - Z
TI134.5422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm ES - Z
TI134.5422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm ES - Z
TI134.5422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm ES - Z
TI134.5422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm ES - Z
TI134.5422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm ES - Z
TI134.5510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm ES - Z
TI134.5510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm ES - Z
TI134.5510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm ES - Z
TI134.5512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm ES - Z
TI134.5512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm ES - Z
TI134.5512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm ES - Z
TI134.5512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm ES - Z
TI134.5512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm ES - Z
TI134.5512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm ES - Z
TI134.5512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm ES - Z
TI134.5512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm ES - Z
TI134.5512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm ES - Z
TI134.5516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm ES - Z
TI134.5516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm ES - Z
TI134.5516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm ES - Z
TI134.5516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm ES - Z
TI134.5516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm ES - Z
TI134.5516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm ES - Z
TI134.5516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm ES - Z
TI134.5516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm ES - Z
TI134.5516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm ES - Z
TI134.5521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm ES - Z
TI134.5521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm ES - Z
TI134.5521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm ES - Z
TI134.5521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm ES - Z
TI134.5521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm ES - Z
TI134.5521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm ES - Z
TI134.5521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm ES - Z
TI134.5521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm ES - Z

TI134.5521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm ES - Z
TI134.5525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm ES - Z
TI134.5525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm ES - Z
TI134.5525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm ES - Z
TI134.5525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm ES - Z
TI134.5525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm ES - Z
TI134.5618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES - Z
TI134.5618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES - Z
TI134.5618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES - Z
TI134.5618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES - Z
TI134.5618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES - Z
TI134.5618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES - Z
TI134.5618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES - Z
TI134.5618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES - Z
TI134.5618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES - Z
TI134.5621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES - Z
TI134.5621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES - Z
TI134.5621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES - Z
TI134.5621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES - Z
TI134.5621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES - Z
TI134.5621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES - Z
TI134.5621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES - Z
TI134.5621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES - Z
TI134.5621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES - Z
TI134.5632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES - Z
TI134.5632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES - Z
TI134.5632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES - Z
TI134.5632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES - Z
TI134.5632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES - Z
TI134.5632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES - Z
TI134.5632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES - Z

TI134.5632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES - Z
TI134.5632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES - Z
TI134.5718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES - Z
TI134.5718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES - Z
TI134.5718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES - Z
TI134.5718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES - Z
TI134.5718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES - Z
TI134.5718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES - Z
TI134.5718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES - Z
TI134.5718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES - Z
TI134.5718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES - Z
TI134.5721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES - Z
TI134.5721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES - Z
TI134.5721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES - Z
TI134.5721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES - Z
TI134.5721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES - Z
TI134.5721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES - Z
TI134.5721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES - Z
TI134.5721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES - Z
TI134.5721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES - Z
TI134.5732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES - Z
TI134.5732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES - Z
TI134.5732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES - Z
TI134.5732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES - Z
TI134.5732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES - Z
TI134.5732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES - Z
TI134.5732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES - Z
TI134.5732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES - Z
TI134.5732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES - Z
TI134.5750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm ES - Z
TI134.5750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm ES - Z
TI134.5750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm ES - Z

TI134.5809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm ES - Z
TI134.5809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm ES - Z
TI134.5809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm ES - Z
TI134.5809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm ES - Z
TI134.5809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm ES - Z
TI134.5809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm ES - Z
TI134.5809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm ES - Z
TI134.5809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm ES - Z
TI134.5809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm ES - Z
TI134.5809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm ES - Z
TI134.5809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm ES - Z
TI134.5810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm ES - Z
TI134.5810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm ES - Z
TI134.5810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm ES - Z
TI134.5810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm ES - Z
TI134.5810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm ES - Z
TI134.5810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm ES - Z
TI134.5811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm ES - Z
TI134.5811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm ES - Z
TI134.5811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm ES - Z
TI134.5811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm ES - Z
TI134.5811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm ES - Z
TI134.5811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm ES - Z
TI134.5811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm ES - Z
TI134.5811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm ES - Z
TI134.5811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm ES - Z
TI134.5811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm ES - Z
TI134.5811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm ES - Z
TI134.5812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm ES - Z
TI134.5812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm ES - Z
TI134.5812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm ES - Z
TI134.5812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm ES - Z
TI134.5812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm ES - Z
TI134.5812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm ES - Z
TI134.5812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm ES - Z
TI134.5812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm ES - Z
TI134.5812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm ES - Z
TI134.5812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm ES - Z
TI134.5812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm ES - Z
TI134.5813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm ES - Z
TI134.5813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm ES - Z
TI134.5813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm ES - Z

TI134.5813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm ES - Z
TI134.5813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm ES - Z
TI134.5813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm ES - Z
TI134.5813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm ES - Z
TI134.5813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm ES - Z
TI134.5813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm ES - Z
TI134.5813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm ES - Z
TI134.5813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm ES - Z
TI134.5814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm ES - Z
TI134.5814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm ES - Z
TI134.5814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm ES - Z
TI134.5814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm ES - Z
TI134.5814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm ES - Z
TI134.5814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm ES - Z
TI134.5814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm ES - Z
TI134.5814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm ES - Z
TI134.5814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm ES - Z
TI134.5814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm ES - Z
TI134.5814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm ES - Z
TI134.5815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm ES - Z
TI134.5815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm ES - Z
TI134.5815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm ES - Z
TI134.5815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm ES - Z
TI134.5815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm ES - Z
TI134.5815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm ES - Z
TI134.5815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm ES - Z
TI134.5816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm ES - Z
TI134.5816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm ES - Z
TI134.5816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm ES - Z
TI134.5816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm ES - Z
TI134.5816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm ES - Z
TI134.5816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm ES - Z
TI134.5816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm ES - Z
TI134.5816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm ES - Z
TI134.5816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm ES - Z
TI134.5816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm ES - Z
TI134.5816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm ES - Z
TI134.5817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm ES - Z
TI134.5817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm ES - Z
TI134.5817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm ES - Z
TI134.5817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm ES - Z
TI134.5817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm ES - Z
TI134.5817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm ES - Z

TI134.5817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm ES - Z
TI134.5817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm ES - Z
TI134.5817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm ES - Z
TI134.5817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm ES - Z
TI134.5817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm ES - Z
TI134.5818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm ES - Z
TI134.5818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm ES - Z
TI134.5818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm ES - Z
TI134.5818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm ES - Z
TI134.5818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm ES - Z
TI134.5818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm ES - Z
TI134.5818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm ES - Z
TI134.5818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm ES - Z
TI134.5818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm ES - Z
TI134.5818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm ES - Z
TI134.5818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm ES - Z
TI134.5819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm ES - Z
TI134.5819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm ES - Z
TI134.5819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm ES - Z
TI134.5819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm ES - Z
TI134.5819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm ES - Z
TI134.5819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm ES - Z
TI134.5819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm ES - Z
TI134.5819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm ES - Z
TI134.5819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm ES - Z
TI134.5819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm ES - Z
TI134.5819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm ES - Z
TI134.5820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm ES - Z
TI134.5820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm ES - Z
TI134.5820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm ES - Z
TI134.5820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm ES - Z
TI134.5820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm ES - Z
TI134.5820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm ES - Z
TI134.5820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm ES - Z
TI134.5820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm ES - Z
TI134.5820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm ES - Z
TI134.5820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm ES - Z
TI134.5820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm ES - Z
TI134.5821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm ES - Z
TI134.5821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm ES - Z
TI134.5821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm ES - Z
TI134.5821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm ES - Z
TI134.5821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm ES - Z
TI134.5821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm ES - Z
TI134.5821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm ES - Z
TI134.5821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm ES - Z
TI134.5821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm ES - Z

TI134.5821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm ES - Z
TI134.5821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm ES - Z
TI134.5822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm ES - Z
TI134.5822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm ES - Z
TI134.5822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm ES - Z
TI134.5822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm ES - Z
TI134.5822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm ES - Z
TI134.5822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm ES - Z
TI134.5822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm ES - Z
TI134.5822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm ES - Z
TI134.5822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm ES - Z
TI134.5822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm ES - Z
TI134.5822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm ES - Z
TI134.5823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm ES - Z
TI134.5823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm ES - Z
TI134.5823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm ES - Z
TI134.5823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm ES - Z
TI134.5823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm ES - Z
TI134.5823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm ES - Z
TI134.5823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm ES - Z
TI134.5823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm ES - Z
TI134.5823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm ES - Z
TI134.5823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm ES - Z
TI134.5823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm ES - Z
TI134.5827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm ES - Z
TI134.5827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm ES - Z
TI134.5827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm ES - Z
TI134.5827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm ES - Z
TI134.5827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm ES - Z
TI134.5827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm ES - Z
TI134.5827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm ES - Z
TI134.5827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm ES - Z
TI134.5827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm ES - Z
TI134.5827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm ES - Z
TI134.5827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm ES - Z
TI134.5832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm ES - Z
TI134.5832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm ES - Z
TI134.5832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm ES - Z
TI134.5832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm ES - Z
TI134.5832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm ES - Z
TI134.5832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm ES - Z
TI134.5832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm ES - Z
TI134.5832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm ES - Z
TI134.5832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm ES - Z
TI134.5832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm ES - Z
TI134.5832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm ES - Z
TI134.5835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm ES - Z

TI134.5835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm ES - Z
TI134.5835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm ES - Z
TI134.5835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm ES - Z
TI134.5835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm ES - Z
TI134.5835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm ES - Z
TI134.5835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm ES - Z
TI134.5835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm ES - Z
TI134.5835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm ES - Z
TI134.5835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm ES - Z
TI134.5835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm ES - Z
TI134.6010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm NPR2 - Z

TI134.6025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm NPR2 - Z

TI134.6045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm NPR2 - Z

TI134.6065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm NPR2 - Z

TI134.6270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm NPR2 - Z

TI134.6422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm NPR2 - Z

TI134.6521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2 - Z

TI134.6621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2 - Z

TI134.6732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2 - Z
TI134.6750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm NPR2 - Z
TI134.6750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z
TI134.6750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm NPR2 - Z

TI134.6811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm NPR2 - Z

TI134.6816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm NPR2 - Z

TI134.6820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm NPR2 - Z

TI134.6827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm NPR2 - Z
TI134.6835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm NPR2 - Z
TI134.7010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm CTES

	- Z
TI134.7015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm CTES

	- Z
TI134.7035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm CTES

	- Z
TI134.7055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm

	CTES - Z
TI134.7250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann

	Ø1,4 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm CTES -

	Z
TI134.7512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm CTES - Z
TI134.7525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES - Z
TI134.7618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x

	75,0mm CTES - Z
TI134.7618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES - Z
TI134.7618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES - Z
TI134.7618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES - Z
TI134.7621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES - Z
TI134.7621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES - Z
TI134.7621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES - Z
TI134.7621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES - Z
TI134.7632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES - Z
TI134.7632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES - Z
TI134.7632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES - Z
TI134.7632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES - Z
TI134.7718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES - Z
TI134.7718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES - Z
TI134.7718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES - Z
TI134.7718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8

	x 130,0mm CTES - Z
TI134.7721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES - Z
TI134.7721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES - Z
TI134.7721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES - Z
TI134.7721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES - Z
TI134.7721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES - Z
TI134.7732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES - Z
TI134.7732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES - Z
TI134.7732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES - Z
TI134.7732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES - Z
TI134.7750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm CTES - Z
TI134.7750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z
TI134.7750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm CTES - Z
TI134.7809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z

TI134.7810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm CTES - Z

TI134.7814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm CTES - Z

TI134.7818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm CTES - Z

TI134.7823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm CTES - Z
TI134.7835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm CTES - Z
TI134.7835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm CTES - Z
TI134.7835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm CTES - Z
TI134.7835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm CTES - Z
TI134.7835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm CTES - Z
TI134.7835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm CTES - Z
TI134.7835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm CTES - Z
TI134.7835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm CTES - Z
TI134.7835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm CTES - Z
TI134.7835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm CTES - Z
TI134.7835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm CTES - Z

COMPOSIÇÃO

O materiais selecionados para composição se encontram listados abaixo:

Código	Descrição	Material
TI134.4010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x	Aço Inox Martensítico ASTM F899

	130,0mm - Z	e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1	Aço Inox Martensítico ASTM F899

	x 85,0mm - Z	e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899

		e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.4827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.4835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.5823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.5835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm ES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.6832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.6835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm NPR2 - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$
TI134.7813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - $ZrO_2(3\%Y_2O_3)$

TI134.7817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

TI134.7823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)
TI134.7835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm CTES - Z	Aço Inox Martensítico ASTM F899 e Zircônia - ZrO ₂ (3%Y ₂ O ₃)

INDICAÇÃO E FINALIDADE

Os modelos comerciais que integram o **Brocas e Fresas Cirúrgicas Recobertas com Zircônia Estereis** possuem a função de auxiliar os procedimentos cirúrgicos.

Código	Descrição	Indicação de uso
TI134.4010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.4823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.4832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.4835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.5823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.5835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.5835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm ES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.6827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.6835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.6835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm NPR2 - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.045	Fresa Esférica Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.055	Fresa Esférica Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.070	Fresa Esférica Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.080	Fresa Esférica Ø1,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.095	Fresa Esférica Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.100	Fresa Esférica Ø1,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.115	Fresa Esférica Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7010.130	Fresa Esférica Ø1,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.045	Fresa Esférica Ø1,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.055	Fresa Esférica Ø1,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.070	Fresa Esférica Ø1,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.080	Fresa Esférica Ø1,5 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.095	Fresa Esférica Ø1,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.100	Fresa Esférica Ø1,5 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.115	Fresa Esférica Ø1,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7015.130	Fresa Esférica Ø1,5 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7020.045	Fresa Esférica Ø2,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7020.055	Fresa Esférica Ø2,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7020.070	Fresa Esférica Ø2,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7020.080	Fresa Esférica Ø2,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7020.095	Fresa Esférica Ø2,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7020.100	Fresa Esférica Ø2,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7020.115	Fresa Esférica Ø2,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7020.130	Fresa Esférica Ø2,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.045	Fresa Esférica Ø2,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.055	Fresa Esférica Ø2,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.070	Fresa Esférica Ø2,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.080	Fresa Esférica Ø2,5 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.095	Fresa Esférica Ø2,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.100	Fresa Esférica Ø2,5 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.115	Fresa Esférica Ø2,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7025.130	Fresa Esférica Ø2,5 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.045	Fresa Esférica Ø3,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.055	Fresa Esférica Ø3,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.070	Fresa Esférica Ø3,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.080	Fresa Esférica Ø3,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.095	Fresa Esférica Ø3,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.100	Fresa Esférica Ø3,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.115	Fresa Esférica Ø3,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7030.130	Fresa Esférica Ø3,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7035.045	Fresa Esférica Ø3,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7035.055	Fresa Esférica Ø3,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7035.070	Fresa Esférica Ø3,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7035.080	Fresa Esférica Ø3,5 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7035.095	Fresa Esférica Ø3,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7035.100	Fresa Esférica Ø3,5 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7035.115	Fresa Esférica Ø3,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7035.130	Fresa Esférica Ø3,5 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.045	Fresa Esférica Ø4,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.055	Fresa Esférica Ø4,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.070	Fresa Esférica Ø4,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.080	Fresa Esférica Ø4,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.095	Fresa Esférica Ø4,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.100	Fresa Esférica Ø4,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.115	Fresa Esférica Ø4,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7040.130	Fresa Esférica Ø4,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.045	Fresa Esférica Ø4,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.055	Fresa Esférica Ø4,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.070	Fresa Esférica Ø4,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.080	Fresa Esférica Ø4,5 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.095	Fresa Esférica Ø4,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.100	Fresa Esférica Ø4,5 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.115	Fresa Esférica Ø4,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7045.130	Fresa Esférica Ø4,5 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7050.045	Fresa Esférica Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7050.055	Fresa Esférica Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7050.070	Fresa Esférica Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7050.080	Fresa Esférica Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7050.095	Fresa Esférica Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7050.100	Fresa Esférica Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7050.115	Fresa Esférica Ø5,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7050.130	Fresa Esférica Ø5,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.045	Fresa Esférica Ø5,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.055	Fresa Esférica Ø5,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.070	Fresa Esférica Ø5,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.080	Fresa Esférica Ø5,5 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.095	Fresa Esférica Ø5,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.100	Fresa Esférica Ø5,5 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.115	Fresa Esférica Ø5,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7055.130	Fresa Esférica Ø5,5 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.045	Fresa Esférica Ø6,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.055	Fresa Esférica Ø6,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.070	Fresa Esférica Ø6,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.080	Fresa Esférica Ø6,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.095	Fresa Esférica Ø6,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.100	Fresa Esférica Ø6,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.115	Fresa Esférica Ø6,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7060.130	Fresa Esférica Ø6,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7065.045	Fresa Esférica Ø6,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7065.055	Fresa Esférica Ø6,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7065.070	Fresa Esférica Ø6,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7065.080	Fresa Esférica Ø6,5 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7065.095	Fresa Esférica Ø6,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7065.100	Fresa Esférica Ø6,5 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7065.115	Fresa Esférica Ø6,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7065.130	Fresa Esférica Ø6,5 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.045	Fresa Esférica Ø7,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.055	Fresa Esférica Ø7,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.070	Fresa Esférica Ø7,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.080	Fresa Esférica Ø7,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.095	Fresa Esférica Ø7,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.100	Fresa Esférica Ø7,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.115	Fresa Esférica Ø7,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7070.130	Fresa Esférica Ø7,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.045	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.055	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.070	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.080	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.095	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.100	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.125	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.150	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7250.180	Fresa Tipo Pera Ø5,0 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.045	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.055	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.070	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.080	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.095	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.100	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7270.125	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.150	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7270.180	Fresa Tipo Pera Ø7,0 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.045	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.055	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.070	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.080	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.095	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.100	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.115	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.130	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7340.150	Fresa Tipo EGG Ø4,0 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.045	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.055	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.070	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.080	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.095	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.100	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.115	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.130	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7350.150	Fresa Tipo EGG Ø5,0 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7414.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7414.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø1,4 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.045	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.055	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.070	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.080	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.095	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.100	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.115	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.130	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7422.150	Fresa Osteotomia de Lindemann Ø2,2 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.045	Fresa Cônica Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.055	Fresa Cônica Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.070	Fresa Cônica Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.080	Fresa Cônica Ø1,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.095	Fresa Cônica Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.100	Fresa Cônica Ø1,0 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.115	Fresa Cônica Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.130	Fresa Cônica Ø1,0 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7510.150	Fresa Cônica Ø1,0 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.045	Fresa Cônica Ø1,2 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7512.055	Fresa Cônica Ø1,2 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.070	Fresa Cônica Ø1,2 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.080	Fresa Cônica Ø1,2 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.095	Fresa Cônica Ø1,2 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.100	Fresa Cônica Ø1,2 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.115	Fresa Cônica Ø1,2 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.130	Fresa Cônica Ø1,2 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7512.150	Fresa Cônica Ø1,2 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.045	Fresa Cônica Ø1,6 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.055	Fresa Cônica Ø1,6 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.070	Fresa Cônica Ø1,6 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.080	Fresa Cônica Ø1,6 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.095	Fresa Cônica Ø1,6 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.100	Fresa Cônica Ø1,6 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.115	Fresa Cônica Ø1,6 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.130	Fresa Cônica Ø1,6 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7516.150	Fresa Cônica Ø1,6 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.045	Fresa Cônica Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.055	Fresa Cônica Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.070	Fresa Cônica Ø2,1 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.080	Fresa Cônica Ø2,1 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.095	Fresa Cônica Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.100	Fresa Cônica Ø2,1 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.115	Fresa Cônica Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7521.130	Fresa Cônica Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7521.150	Fresa Cônica Ø2,1 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.045	Fresa Cônica Ø2,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.055	Fresa Cônica Ø2,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.070	Fresa Cônica Ø2,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.080	Fresa Cônica Ø2,5 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.095	Fresa Cônica Ø2,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.100	Fresa Cônica Ø2,5 x 100,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.115	Fresa Cônica Ø2,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.130	Fresa Cônica Ø2,5 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7525.150	Fresa Cônica Ø2,5 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.045	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.055	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.065	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.075	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.085	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.095	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.105	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.115	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7618.130	Fresa para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.045	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.055	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.065	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.075	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.085	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7621.095	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.105	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.115	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7621.130	Fresa para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.045	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.055	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.065	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.075	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.085	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.095	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.105	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.115	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7632.130	Fresa para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 65,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 75,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 85,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 105,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7718.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø1,8 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7721.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 65,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 75,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 85,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 105,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7721.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø2,1 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.045	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.055	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.065	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 65,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 75,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 85,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.095	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.105	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 105,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.115	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7732.130	Fresa Cônica para Craniotomia Ø3,18 x 130,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7750.075	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 75,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7750.080	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 80,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7750.085	Fresa Cônica para Craniotomia Ø5,0 x 85,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.045	Broca Ø0,9 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.055	Broca Ø0,9 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.070	Broca Ø0,9 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.095	Broca Ø0,9 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.110	Broca Ø0,9 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.115	Broca Ø0,9 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7809.120	Broca Ø0,9 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.125	Broca Ø0,9 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.150	Broca Ø0,9 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.155	Broca Ø0,9 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7809.180	Broca Ø0,9 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.045	Broca Ø1,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.055	Broca Ø1,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.070	Broca Ø1,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.095	Broca Ø1,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.110	Broca Ø1,0 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.115	Broca Ø1,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.120	Broca Ø1,0 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.125	Broca Ø1,0 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.150	Broca Ø1,0 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.155	Broca Ø1,0 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7810.180	Broca Ø1,0 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.045	Broca Ø1,1 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.055	Broca Ø1,1 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.070	Broca Ø1,1 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.095	Broca Ø1,1 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.110	Broca Ø1,1 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.115	Broca Ø1,1 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.120	Broca Ø1,1 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.125	Broca Ø1,1 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7811.150	Broca Ø1,1 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.155	Broca Ø1,1 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7811.180	Broca Ø1,1 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.045	Broca Ø1,2 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.055	Broca Ø1,2 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.070	Broca Ø1,2 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.095	Broca Ø1,2 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.110	Broca Ø1,2 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.115	Broca Ø1,2 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.120	Broca Ø1,2 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.125	Broca Ø1,2 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.150	Broca Ø1,2 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.155	Broca Ø1,2 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7812.180	Broca Ø1,2 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.045	Broca Ø1,3 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.055	Broca Ø1,3 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.070	Broca Ø1,3 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.095	Broca Ø1,3 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.110	Broca Ø1,3 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.115	Broca Ø1,3 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.120	Broca Ø1,3 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.125	Broca Ø1,3 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.150	Broca Ø1,3 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.155	Broca Ø1,3 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7813.180	Broca Ø1,3 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7814.045	Broca Ø1,4 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.055	Broca Ø1,4 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.070	Broca Ø1,4 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.095	Broca Ø1,4 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.110	Broca Ø1,4 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.115	Broca Ø1,4 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.120	Broca Ø1,4 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.125	Broca Ø1,4 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.150	Broca Ø1,4 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.155	Broca Ø1,4 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7814.180	Broca Ø1,4 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.045	Broca Ø1,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.055	Broca Ø1,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.070	Broca Ø1,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.095	Broca Ø1,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.110	Broca Ø1,5 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.115	Broca Ø1,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.120	Broca Ø1,5 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.125	Broca Ø1,5 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.150	Broca Ø1,5 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.155	Broca Ø1,5 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7815.180	Broca Ø1,5 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.045	Broca Ø1,6 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.055	Broca Ø1,6 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7816.070	Broca Ø1,6 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.095	Broca Ø1,6 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.110	Broca Ø1,6 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.115	Broca Ø1,6 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.120	Broca Ø1,6 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.125	Broca Ø1,6 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.150	Broca Ø1,6 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.155	Broca Ø1,6 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7816.180	Broca Ø1,6 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.045	Broca Ø1,7 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.055	Broca Ø1,7 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.070	Broca Ø1,7 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.095	Broca Ø1,7 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.110	Broca Ø1,7 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.115	Broca Ø1,7 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.120	Broca Ø1,7 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.125	Broca Ø1,7 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.150	Broca Ø1,7 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.155	Broca Ø1,7 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7817.180	Broca Ø1,7 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.045	Broca Ø1,8 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.055	Broca Ø1,8 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.070	Broca Ø1,8 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.095	Broca Ø1,8 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.110	Broca Ø1,8 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7818.115	Broca Ø1,8 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.120	Broca Ø1,8 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.125	Broca Ø1,8 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.150	Broca Ø1,8 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.155	Broca Ø1,8 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7818.180	Broca Ø1,8 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.045	Broca Ø1,9 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.055	Broca Ø1,9 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.070	Broca Ø1,9 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.095	Broca Ø1,9 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.110	Broca Ø1,9 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.115	Broca Ø1,9 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.120	Broca Ø1,9 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.125	Broca Ø1,9 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.150	Broca Ø1,9 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.155	Broca Ø1,9 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7819.180	Broca Ø1,9 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.045	Broca Ø2,0 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.055	Broca Ø2,0 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.070	Broca Ø2,0 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.095	Broca Ø2,0 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.110	Broca Ø2,0 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.115	Broca Ø2,0 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.120	Broca Ø2,0 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7820.125	Broca Ø2,0 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.150	Broca Ø2,0 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.155	Broca Ø2,0 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7820.180	Broca Ø2,0 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.045	Broca Ø2,1 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.055	Broca Ø2,1 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.070	Broca Ø2,1 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.095	Broca Ø2,1 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.110	Broca Ø2,1 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.115	Broca Ø2,1 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.120	Broca Ø2,1 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.125	Broca Ø2,1 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.150	Broca Ø2,1 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.155	Broca Ø2,1 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7821.180	Broca Ø2,1 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.045	Broca Ø2,2 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.055	Broca Ø2,2 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.070	Broca Ø2,2 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.095	Broca Ø2,2 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.110	Broca Ø2,2 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.115	Broca Ø2,2 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.120	Broca Ø2,2 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.125	Broca Ø2,2 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.150	Broca Ø2,2 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7822.155	Broca Ø2,2 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da

		osteotomia
TI134.7822.180	Broca Ø2,2 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.045	Broca Ø2,3 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.055	Broca Ø2,3 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.070	Broca Ø2,3 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.095	Broca Ø2,3 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.110	Broca Ø2,3 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.115	Broca Ø2,3 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.120	Broca Ø2,3 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.125	Broca Ø2,3 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.150	Broca Ø2,3 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.155	Broca Ø2,3 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7823.180	Broca Ø2,3 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.045	Broca Ø2,7 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.055	Broca Ø2,7 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.070	Broca Ø2,7 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.095	Broca Ø2,7 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.110	Broca Ø2,7 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.115	Broca Ø2,7 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.120	Broca Ø2,7 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.125	Broca Ø2,7 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.150	Broca Ø2,7 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.155	Broca Ø2,7 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7827.180	Broca Ø2,7 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.045	Broca Ø3,2 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

TI134.7832.055	Broca Ø3,2 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.070	Broca Ø3,2 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.095	Broca Ø3,2 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.110	Broca Ø3,2 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.115	Broca Ø3,2 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.120	Broca Ø3,2 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.125	Broca Ø3,2 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.150	Broca Ø3,2 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.155	Broca Ø3,2 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7832.180	Broca Ø3,2 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.045	Broca Ø3,5 x 45,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.055	Broca Ø3,5 x 55,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.070	Broca Ø3,5 x 70,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.095	Broca Ø3,5 x 95,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.110	Broca Ø3,5 x 110,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.115	Broca Ø3,5 x 115,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.120	Broca Ø3,5 x 120,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.125	Broca Ø3,5 x 125,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.150	Broca Ø3,5 x 150,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.155	Broca Ø3,5 x 155,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia
TI134.7835.180	Broca Ø3,5 x 180,0mm CTES - Z	Instrumental para desbaste ósseo para tratamento de deformidades através da osteotomia

CONTRAINDICAÇÃO

Não se Aplica.

ADVERTENCIAS E PRECAUÇÕES

Os instrumentais aqui descritos devem ser utilizados apenas com produtos Techimport.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é fornecido na condição Estéril, em Óxido de Etileno.

MARCAÇÃO

A identificação do produto é feita através de gravação a laser que deve ser gravado conforme orientação de gravação contida no desenho técnico do produto.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Armazenar e transportar em local seco e fresco, com temperatura Máx. de 25°C e umidade relativa de 75% e ao abrigo da luz solar direta.

Transportar com cuidado para evitar a queda e atrito a fim de não danificar a embalagem e o dispositivo. Cuidados com o recebimento, estocagem, transporte e conservação das referências do lote devem ser adotados em conjunto com as Boas Práticas de Armazenamento e Distribuição de Produtos Médicos e conforme as diretrizes da RDC-665

PRAZO DE VALIDADE E REPROCESSAMENTO

Prazo de validade é de 3 anos a partir da data de esterilização, após aberto o mesmo deve ser descartado caso não seja utilizado imediatamente.

DESCARTE DO DISPOSITIVO

Os dispositivos devem ser inutilizados para uso antes do descarte. Recomendamos que as peças sejam limadas, entortadas ou cortadas para sua inutilização. O descarte deverá obedecer às normas relativas a eliminação de lixo hospitalar contaminante, descartando-se em recipientes apropriados e com identificação clara de que se trata de lixo contaminante.

RECLAMAÇÃO/ATENDIMENTO AO CLIENTE: Reclamações relacionadas a algum efeito adverso que afete a segurança do usuário, como produto não funcionando, dano no componente metálico implantável, problemas graves ou mortes relacionadas a esses componentes o cirurgião responsável deverá comunicar imediatamente este evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no site da ANVISA:

Instrução de Uso

Brocas e Fresas Cirurgicas recobertas com Zirconia Estereis - Techimport

<http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm> e a **TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP** através do e-mail qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19) 3522-9500. Caso ocorra algum evento adverso ou queixa técnica, o cirurgião responsável ou o profissional da saúde poderá fazer a comunicação do evento adverso através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sitio da ANVISA: <http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/index.htm>

FORMA DE APRESENTAÇÃO

O **Brocas e Fresas Cirurgicas recobertas com Zirconia Estereis - Techimport** é fornecido na condição esteril, comercializado em blister primário e secundário, ambos fabricados em pet (Polietileno tereftalato) virgem conformado por termoformagem e selados por barreiras de papel Tyvek. Os blisters são colocados em caixa de papel kraft junto com os rótulos de rastreabilidade. As embalagens são identificadas com uma etiqueta RFID conforme indicação abaixo:

Fabricante: TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPEDICOS LTDA – EPP R/D WASHINGTON LUIZ KM 172 (RUA 06) – LOTE B-8 – JD ANHANQUERA – RIO CLARO – SP CNPJ: 15524734000147 – Fone: +55 (19)3622-9500 – SAC: +55 (19)3622-9500 F.T.: Eduardo Henrique Silva Wolf – CREA 6070068408 – Instrução de Uso pelo Site http://www.techimportimplantes.com.br			STERILIZADO
Nome Técnico:			
Nome Comercial:			
Modelo Comercial:			
Registro ANVISA n. Material:	Qtde.: un.	Proibido Reprocessar / Uso Unico	
Ref:	 		
Lote:	SN:		
Advertências, Precauções, Manipulação, entre outras informações consultar Instruções de Uso – Revisão – Consulta pelo Site PRODUTO ESTERIL - GAS OXIDO DE ETILENO			
         			

Legenda da Simbologia

	Esterilizado por Óxido de Etileno		Data de Fabricação
	Data de Validade		Consultar Instruções de Uso
	Frágil, manusear com cuidado		Manter ao abrigo do sol
	Manter Seco		Limite de Temperatura
	Não reesterilizar		Limite de Umidade
	Não Utilizar se a embalagem estiver danificada		Produto de Uso único

ALERTA DE INSTRUÇÃO DE USO

Todos os produtos são acompanhados de um alerta de instrução de uso, contendo todas as informações para acesso ao site do fabricante, além de informações de solicitação de Instrução de Uso no formato impresso, conforme Instrução Normativa da ANVISA DE N° 04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde:



TECHIMPORT
TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS

ALERTA INSTRUÇÃO DE USO

Em atendimento a Instrução Normativa IN n°04 de 2012, que estabelece regras para disponibilização de instruções de uso em formato não impresso de produtos para saúde, segue neste alerta os procedimentos para obtenção das Instruções de Uso em formato eletrônico no site do fabricante do produto e a obtenção no formato impresso.

Para obtenção da instrução de uso em formato impresso (quando necessário), favor entrar em contato com a Techimport que será enviado sem custo adicional (inclusive de envio). Solicitar para: qualidade@techimportimplantes.com.br ou pelo telefone (19)3522-9500

Todas as Instruções de Uso disponibilizadas no site possuem a identificação da revisão e data do documento. Sendo que o usuário deve **atentar-se para a correta versão do documento** em relação à versão informada no rótulo do produto adquirido.

O documento contendo as Instruções de Uso para a correta utilização e manuseio do produto encontra-se disponível no endereço eletrônico: www.techimportimplantes.com.br

Revisão: 01
Emissão: 2022

EFEITOS ADVERSOS

Em casos de evento adverso ou queixa técnica o cirurgião responsável ou o profissional da saúde deverá fazer a comunicação através do Sistema de Notificações em Vigilância Sanitária no sítio da ANVISA: <http://portal.anvisa.gov.br/notificacoes/produtos>

OUTRAS INFORMAÇÕES

Fabricado e distribuído por:

TECHIMPORT TECNOLOGIA EM IMPLANTES ORTOPÉDICOS LTDA – EPP

Rodovia Washington Luiz, Km 172, Rua 06 - Jardim Anhanguera

Condomínio Conpark - Caixa Postal 223 - Rio Claro/SP - CEP 13501-600

CNPJ: 15.524.734/0001-47

comercial@techimportimplantes.com.br

www.techimportimplantes.com.br

Telefone: +55 19 3522 – 9500